médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Poche de chaud instantané DISPO HOT - Usage unique - 14 x 18 cm



La poche de chaud instantané DISPO HOT de Dispotech procure une chaleur rapide, sans micro-ondes ni source électrique. Activable par simple pression, elle **aide à soulager les tensions musculaires et les douleurs articulaires grâce à la thermothérapie.** Format 14 x 18 cm, à usage unique.

- Chaleur instantanée sans micro-ondes ni branchement électrique.
- **Activation simple par pression sur la poche interne.**
- Aide à détendre les muscles et à apaiser les tensions.
- Adaptée à la thermothérapie et au confort musculaire.
- Revêtement extérieur en textile non-tissé (TNT)

Référence 557552

Description du produit :

INDICATIONS
La chaleur peut être utilisée pour soulager temporairement certaines douleurs musculaires, les raideurs, les tensions cervicales et les douleurs lombaires, lorsque l'application de chaleur est appropriée.

MODE D'EMPLOI
1. Presser fermement la poche pour rompre la bulle interne.
2. Agiter pendant environ 15 secondes pour mélanger les composants.
3. Protéger la peau avec un textile adapté avant d'appliquer la poche sur la zone concernée.
4. Surveiller régulièrement la sensation de chaleur et interrompre l'application en cas d'inconfort.
5. Jeter après utilisation. Ne pas réutiliser.

PRÉCAUTIONS
Usage externe uniquement. Risque de brûlure : ne pas appliquer sur une peau lésée ni utiliser pendant le sommeil. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Demander un avis médical pour les personnes présentant des troubles circulatoires, une sensibilité cutanée réduite ou un diabète. Tenir hors de portée des enfants. Respecter la notice du fabricant.

- Dimensions : 14 x 18 cm
- Température maximale annoncée : environ 50 °C
- Durée indicative de chaleur : 20 à 30 minutes
- Composition interne : eau et sulfate de magnésium anhydre

- Usage unique

Normes - Classification - Mentions obligatoires
Désignation: Poche de chaud instantané DISPO HOT
Fabricant: Dispotech S.r.l.
Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.
Normes applicables au dispositif médical: Dispositif de classe IIa. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.