

Lecteur de glycémie parlant VOX



Facile d'utilisation, ce glucomètre indique, oralement, chaque étape à suivre pour calculer le taux de glucose et annonce le résultat du test, toujours oralement, en 5 secondes. Le glucomètre VOX est le seul appareil parlant et sans codage disponible sur le marché. Vous aimerez sa précision et sa rapidité. Livré avec autopiqueur, bandelettes, lancettes et housse de transport.

Référence 666020

Description du produit :

Cet appareil est **livré avec les éléments suivants: 10 lancettes** stériles, **10 bandelettes** réactives + solution de contrôle, **autopiqueur** avec embout transparent pour site de test alternatif., **housse de transport** avec élastiques de maintien, manuel de l'utilisateur, guide de la première utilisation et carnet de suivi.

Les atouts et caractéristiques du lecteur de glycemie parlant VOX

- La sûreté d'un résultat fiable à 100 % : Doté de la fonction « no coding », le glucomètre parlant VOX libère le patient de la contrainte de calibrer son lecteur à chaque utilisation d'un nouveau flacon de bandelettes.
- Auto-surveillance diabétique à la portée de tous grâce à sa simplicité d'utilisation.
- Fonction parlante avec guidage Temps de réaction: 7 sec.
- Gamme de messure 20-600 mg/dl Conforme aux normes et aux LPPR en vigeur.- Avertissement cétone
- Fonction parlante
- Volume sanguin 0.7 µl Temps de réaction d'environ 7 secondes
- 450 mémoires avec heure et jour Extinction automatique
- Gamme de mesure 20-600 mg/dL Moyenne glycémique sur les 7, 14, 21, 28, 60, 90 jours

Spécifications techniques du lecteur de glycemie parlant VOX

- Dimensions: 96.4 mm (Lo) x 54 mm (La) x 22.06 mm (H) Poids: 2.78 oz avec piles, 79 g
- Source d'Alimentation: Deux (2) Piles Alcalines 1.5 Volt AAA Autonomie des Piles: Plus de 1.000 tests
- Affichage: LCD Mémoire: 500 résultats de tests avec date et heure
- Sortie Externe: Port Données USB Détection d'insertion électrode automatique. Détection de chargement d'échantillon automatique. Compte à rebours de réaction automatique. Avertissement température
- Conditions de Fonctionnement: 50°F–104°F (10°C–40°C), 10-85% R.H. (non-condensation)
- Conditions de Stockage/Transport: 39.2°F–104°F (4°C–40°C), 10-85% R.H. Unités de Mesure: mg/dL ou mmol/L Intervalle de Mesure: 20–600 mg/dL (1.1–33.3 mmol/L)

Garantie: 4 Ans Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: VOX LECTEUR DE GLYCEMIE

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - Onglet Documentation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.



Fabricant: Laboratoires OSI S.A.S

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.





