

Lecteur de glycémie parlant VOX



Facile d'utilisation, ce glucomètre indique, oralement, chaque étape à suivre pour calculer le taux de glucose et annonce **le résultat du test, toujours oralement, en 5 secondes**. Le glucomètre VOX est le seul appareil parlant et sans codage disponible sur le marché. Vous aimerez sa précision et sa rapidité. **Livré avec autopiqueur, bandelettes, lancettes et housse de transport.**

Référence 666020

Attributs du produit :

Options: Kit complet Lecteur de Glycémie VOX

Description du produit :

Cet appareil est **livré avec les éléments suivants: 10 lancettes** stériles, **10 bandelettes** réactives + solution de contrôle, **autopiqueur** avec embout transparent pour site de test alternatif., **housse de transport** avec élastiques de maintien, manuel de l'utilisateur, guide de la première utilisation et carnet de suivi.

Les atouts et caractéristiques du lecteur de glycémie parlant VOX

- La sûreté d'un résultat fiable à 100 % : Doté de la fonction « no coding », le glucomètre parlant VOX libère le patient de la contrainte de calibrer son lecteur à chaque utilisation d'un nouveau flacon de bandelettes.
- **Auto-surveillance diabétique à la portée de tous grâce à sa simplicité d'utilisation.**
- Fonction parlante avec guidage - Temps de réaction: 7 sec.
- Gamme de mesure 20-600 mg/dl - Conforme aux normes et aux LPPR en vigueur.- Avertissement cétone
- **Fonction parlante**
- Volume sanguin 0.7 µl - Temps de réaction d'environ 7 secondes
- **450 mémoires avec heure et jour** - Extinction automatique
- Gamme de mesure 20-600 mg/dL - Moyenne glycémique sur les 7, 14, 21, 28, 60, 90 jours

Spécifications techniques du lecteur de glycémie parlant VOX

- Dimensions: 96.4 mm (Lo) x 54 mm (La) x 22.06 mm (H) Poids: 2.78 oz avec piles, 79 g
- Source d'Alimentation: Deux (2) Piles Alcalines 1.5 Volt AAA Autonomie des Piles: Plus de 1.000 tests
- Affichage: LCD - Mémoire: 500 résultats de tests avec date et heure
- Sortie Externe: Port Données USB Détection d'insertion électrode automatique. Détection de chargement d'échantillon automatique. Compte à rebours de réaction automatique. Avertissement température
- Conditions de Fonctionnement: 50°F–104°F (10°C–40°C), 10-85% R.H. (non-condensation)
- Conditions de Stockage/Transport: 39.2°F–104°F (4°C–40°C), 10-85% R.H. Unités de Mesure: mg/dL ou mmol/L Intervalle de Mesure: 20–600 mg/dL (1.1–33.3 mmol/L)

Garantie: 4 Ans Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: VOX LECTEUR DE GLYCEMIE

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - **Onglet Documentation** - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant: Laboratoires OSI S.A.S

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.