

Lingettes de désinfection Mikrobac Tissues sans alcool - Sachet de 80 lingettes



Lingettes désinfectantes sans alcool, avec distributeur pratique, pour le nettoyage désinfectant de dispositifs médicaux sensibles et de surfaces sensibles à l'alcool.

Pour le **nettoyage désinfectant de dispositifs médicaux sensibles et autres surfaces sensibles**. Convient p. ex. pour le nettoyage avec désinfection de têtes d'ultrasonographie ne pouvant être immergées. Le paquet distributeur pratique est peu encombrant et facile à transporter. Ne convient pas pour les dispositifs médicaux invasifs

Usage réservé aux professionnels. Produit soumis à formation au Certificat individuel pour utiliser à titre professionnel et distribuer certains types de produits biocides catégorie désinfectants*.

Référence 557030

Attributs du produit :

Description du produit :

**Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

Domaines d'application des Lingettes de désinfection Mikrobac Tissues sans alcool - Sachet de 80 lingettes

Les lingettes Mikrobac Tissues sont adaptées au nettoyage et à la désinfection simple :

- Des dispositifs médicaux notamment des parties sensible à l'alcool, ne pouvant être immergées dans des liquides, tels que les têtes ultrasoniques de sondes pour les examens abdominaux.
- De tous les types d'appareils médicaux de nature délicate et les surfaces, tels que:- les sols des hôpitaux, des cabinets médicaux et dentaires, des ambulances.
- Des laboratoires médicaux, maisons de retraite et établissements de soins infirmiers, etc.
- Petits objets et surfaces telles que les sièges de toilette, poignées de porte, cadres de lit et bureaux.

Atouts et propriétés des Lingettes de désinfection Mikrobac Tissues sans alcool - Sachet de 80 lingettes

- Lingettes de désinfection prêtes à l'emploi, - effet rapide, - pratique, - convient également aux matériaux sensibles à l'alcool
- Nettoyage et désinfection en un seul geste, - bonne imprégnation, - sans alcool, aldéhyde, colorant ni parfum, - peut être utilisé en alternance avec des produits contenant d'autres substances actives (par exemple, les aldéhydes ou les amines) sans aucun problème,

- Distribution facile et sûre de lingettes à l'unité grâce à son emballage refermable et à un système de pliage pratique
- Libération optimale des principes actifs au cours de la désinfection.

Instructions d'utilisation des Lingettes de désinfection Mikrobac Tissues sans alcool - Sachet de 80 lingettes - Essuyez soigneusement les surfaces avec les lingettes Mikrobac Tissues, en recouvrant bien les surfaces, pour une désinfection optimale.

- Si nécessaire, essuyez la surface avec un chiffon jetable après l'expiration du temps de contact (par exemple, si des personnes sont susceptibles d'entrer en contact direct avec la surface).

Utilisez les désinfectants avec précaution. Lisez toujours les étiquettes et informations-produits avant usage. Dispositifs Médical de classe IIa selon la directive européenne 93/42/CEE. - Produit Biocide TP2 et TP4 selon la directive européenne 98/8/CE.

Conditionnement: Sachet de 80 lingettes

Normes - Classification - Mentions obligatoires
Nom du produit: Mikrobac Tissues
Utilisation et instructions: Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. **Onglet "Documentation"**

Fabricant / Distributeur: BODE Chemie GmbH / BODE FRANCE SAS

Marquage CE: Règlement REACH (CE) n° 1907/2006