

Compresse Brûlures gel d'eau BURNCARE



Ces compresse **disponibles en 2 dimensions**, sont imprégnées de gel brûlure et **permettent de stopper la progression de la chaleur**. Compresse de mousse synthétique saturée d'un gel d'eau composé d'eau et d'extraits de plantes, exempt de graisse. La peau est refroidie et protégée contre les infections. **Application pour brûlures du 1er et du 2nd degré**. Dispositif médical stérile. Non toxique et non irritant.

Référence 557610

Attributs du produit :

Compresse brûlures Brul'soins: Compresse brûlure 10 x 10 cm, Compresse brûlure 20 x 20 cm

Description du produit :

- Compresse s'appliquant sur la brûlure qui **permet de soulager la douleur, de réhydrater l'épiderme**.
- Emballage stérile avec une compresse de mousse synthétique saturée d'un gel d'eau composé d'eau et d'extraits de plantes, exempt de graisse.- **La compresse hydrate, apaise et soulage**. Elle est non toxique et ne colle pas à la peau brûlée.- Mode d'emploi: Ouvrir, sortir, appliquer puis sécuriser avec un bandage.- 90% d'eau gélifiée et 4 % de mélaleuca.
- Emballage individuel stérile.

2 dimensions disponibles:- Compresse brûlure 10 cm x 10 cm - Réf 557610 - Compresse brûlure 20 cm x 20 cm - Réf 557620

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: BURNCARE RELIEVE BURN GEL

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant / Distributeur: ROOSIN MEDICAL

Normes applicables au dispositif médical: Dispositif de classe I Stérile. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes.

