

Bandes adhésive Strapping Extensa Plus Hartmann



Les bandes Extensa Plus, utilisées généralement dans le cadre de la **traumatologie sportive** sont également prévues pour la **phlébologie** ou la **fixation des pansements**. Bande élastique dans le sens de la longueur, avec lisières tissées, enduite d'une masse adhésive, hypoallergénique, recouverte d'un protecteur en polyéthylène. Longueur non étirée : 2,5 m. Bande 100 % coton - 2 lisières tissées - Hypoallergénique. **Emballage individuel sous cellophane. 4 références au choix.**

Référence 446030

Attributs du produit :

Taille: Bande adhésive 3 cm X 2.5 ml - Unité,
Bande adhésive 6 cm X 2.5 ml - Unité, Bande
adhésive 8 cm X 2.5 ml - Unité, Bande adhésive
10 cm X 2.5 ml - Unité

Description du produit :

Indications des Bandes adhésive Strapping Extensa Plus Hartmann

- **Traumatologie générale et médecine du sport** : prévention et traitement des systèmes musculotendineux et ligamentaires des articulations (entorse, luxation, tendinite, tennis elbow, claquage, déchirure, contusion...)
- **Phlébologie** : traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications (ulcères, varices, phlébites, confection de bottes...)
- **Maintien de pansements** : fixation de pansements, en particulier en cas de besoins compressifs (pansement post-opératoire...)

Spécification des Bandes adhésive Strapping Extensa Plus Hartmann

- Elles peuvent être utilisées dans les cas suivants: **Traumatologie générale et sportive**, maintien des pansements.
- Longueur non étirée : 2,5 m.
- Bande 100 % coton - 2 lisières tissées - Hypoallergénique.
- **Emballage individuel sous cellophane.**
- Masse adhésive sans latex protégée par un film de polyéthylène gaufré.
- Élasticité supérieure à 50 % dans le sens de la longueur.
- Absence de latex.
- Absence de phtalates.
- Présence de colophane. Dans la masse adhésive.
- Extensa Plus Qualité est un dispositif médical de classe I.

Il existe **4 références pour ce produit**:- 3 cm x 2.5 ml - Réf 446030- 6 cm x 2.5 ml - Réf 446032- 8 cm x 2.5 ml - Réf 446034 - 10 cm x 2.5 ml - Réf 446033

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Extensa ® Plus Qualité Hôpital

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle et étiquetage avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant / Distributeur: Laboratoires PAUL HARTMANN Sarl

Normes applicables au dispositif médical: Dispositif de classe I Non Stérile. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.