

Compresse Chaud/Froid réutilisables – Avec housse microfibre



La compresse chaud/froid Hot Cold est conçue pour une **utilisation en thermothérapie et en cryothérapie** afin d'aider à soulager efficacement les douleurs du quotidien.

Utilisée froide après passage au freezer, elle reste malléable pour épouser parfaitement les zones du corps à traiter. Elle contribue à atténuer les douleurs musculaires, articulaires, les traumatismes ou les inflammations.

Utilisée chaude après réchauffage au bain-marie, en cuve ou au micro-ondes, elle favorise la décontraction musculaire, la relaxation et la préparation à l'effort physique.

La compresse est **livrée avec une housse en microfibre douce et lavable** permettant une application confortable directement sur la peau.

Référence 83514

Attributs du produit :

Taille: Compresse Chaud / Froid 23 x 13 cm,
Compresse Chaud / Froid Nuque - Epaule ,
Compresse Chaud / Froid 40 x 30 cm,
Compresse Chaud / Froid 30 x 18 cm

Description du produit :

Sa composition à base de gel non toxique haute performance garantit une excellente inertie thermique pour une diffusion durable du chaud ou du froid. Son enveloppe en PVC renforcée façon tissage ultra-résistante assure une grande durabilité.

Bienfaits

- Soulage les douleurs musculaires et articulaires
- Aide à réduire les inflammations et traumatismes
- Favorise la décontraction musculaire
- Prépare les muscles avant l'effort
- Application confortable grâce à la housse microfibre

Conseils d'utilisation

Utilisation à froid

Placer la compresse au freezer pendant plusieurs heures avant utilisation. Appliquer ensuite sur la zone concernée avec la housse de protection.

Utilisation à chaud

Réchauffer la compresse au bain-marie, en cuve ou au micro-ondes selon les recommandations d'utilisation. Vérifier la température avant application.

Précautions d'emploi

Toujours utiliser avec la housse de protection. Ne pas appliquer sur une peau lésée ou irritée. Vérifier la température avant utilisation pour éviter tout risque de brûlure.

Elles sont **disponibles en 3 dimensions**: 23 x 13 cm - Réf 835147 - 30 x 18 cm - Réf 835129- Nuque - Epaule - Réf 835166

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation : Compresse Hot Cold

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant: IDENTITES

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes.