

Portoir souple de contention SALVAFAST



Ce dispositif de transfert novateur **livré avec son sac de transport** permet le transport et le transfert en toute sécurité des **patients violents, agressifs ou désorientés**. Spécialement développé pour une utilisation sur brancard, ce portoir est simple et rapide d'utilisation. SALVAFAST Transfer est peu encombrant (il s'enroule sur lui même). **Usage réservé aux professionnels de santé***

Référence 112086

Description du produit :

**Dans le cas d'un commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

Les atouts et caractéristiques du portoir souple de contention SALVAFAST Transfer

- Le SALVAFAST Transfer est un système monoblocspécialement développé pour un usage sur les brancards
- Dispositif **simple et rapide d'utilisation**
- SALVAFAST Transfer est peu encombrant (il s'enroule sur lui même) et facile à transporter grâce à sa housse de transport.
- Il est équipé de bandes velcro qui permettent une **contention rapide des patients**.
- Dimensions du portoir souple: 172 x 45 cm
- Attaches poignets: 15 x 30 cm - Attaches chevilles: 20 x 40 cm
- **Livré avec son sac de transport.**

Garantie: 1 An

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Portoir souple de contention SALVAFAST

Utilisation et instructions: Lire les recommandations avant utilisation. NE PAS UTILISER les produits Salvafix si vous ne respectez pas TOUTES les recommandations. Une mauvaise utilisation des systèmes de maintien Salvafix peut provoquer des blessures graves et entrainer la mort par étranglement ou asphyxie abdominale

Fabricant - Distributeur: MEDICARE SYSTEM

Classe du dispositif médical: Dispositif médical de classe I, non stérile

Normes applicables au dispositif médical: Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux

