

Pince ôte-agrafes Inox stérile - Usage unique



La pince ôte agrafes médicales stérile permet de retirer les agrafes en toute sécurité. **Dispositif médical stérile à usage unique,** la pince ôte agrafes est pratique, elle se glisse facilement dans votre trousse de secours. **Son ergonomie la rend facile à utiliser.** Utilisation par un personnel qualifié.

Référence 445096

Attributs du produit :

Description du produit :

- Emballage individuel stérile
- Se glisse facilement dans les trousses de secours

Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: OTE AGRAFE Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle ou étiquetage avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. Fabricant / Distributeur: RAFFIN Normes applicables au dispositif médical: Dispositif de classe lla Stérile. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes. Qu'est-ce qu'un ôte agrafe médical ? Spécialement conçu pour enlever les agrafes chirurgicales utilisées pour fermer des incisions ou des plaies après une opération. Ces dispositifs sont cruciaux dans le domaine médical pour assurer un retrait sécurisé des agrafes sans causer de douleur ou de dommage supplémentaire au patient. L'ote agrafe medical étant conçu pour l'ablation de sutures cutanées par agrafes, ce matériel est stérilisable et élaboré pour maintenir des normes d'hygiène élevées. Il se compose d'une poignée ergonomique et d'une tête spéciale qui s'adapte précisément autour des agrafes pour les enlever efficacement de la surface cutanée. Cette tête est souvent équipée d'un mécanisme qui pince l'agrafe, la soulève et la ferme pour faciliter son retrait. Les ôte agrafes médicaux sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour assurer la sécurité et la précision durant l'examen ainsi que la durabilité. Comment se servir d'un ôte agrafe médical ? L'utilisation d'un ôte agrafe médical doit être effectuée avec précaution et précision pour assurer la sécurité du patient et l'intégrité de la plaie. Le professionnel de santé commence par désinfecter la zone autour des agrafes. Ensuite, il prend l'ote agrafe medical et le positionne de manière à ce que la partie inférieure du dispositif s'aligne sous l'agrafe. La poignée est pressée doucement, ce qui actionne le mécanisme de la tête de l'ôte agrafe. Ce mécanisme saisit l'agrafe, la soulève légèrement et la ferme, ce qui permet de la retirer de la peau sans tirer ni causer de douleur. Il est essentiel de procéder avec délicatesse pour éviter toute irritation ou blessure de la zone cicatrisée. Après le retrait de chaque agrafe, l'ote agrafe medical est repositionné pour la prochaine. Une fois toutes les agrafes enlevées, la plaie est généralement inspectée pour s'assurer qu'elle guérit correctement. Ces instruments médicaux sont réservés aux professionnels de santé pratiquant des interventions chirurgicales ou travaillant dans un cabinet spécialisé. Les avantages d'un ôte agrafe médical L'ôte agrafe médical offre plusieurs avantages significatifs pour les professionnels de santé et les patients. Il permet un retrait des agrafes rapide, efficace et surtout, peu douloureux pour le patient, ce qui est



fondamental dans les soins post-opératoires. Sa conception spécifique assure que les agrafes sont retirées en minimisant le risque de traumatisme ou d'infection de la plaie. De plus, ces outils sont fabriqués en matériaux stérilisables, permettant leur réutilisation dans un environnement hospitalier tout en maintenant des normes d'hygiène élevées. Leur conception ergonomique facilité également leur utilisation par le personnel médical, réduisant la fatigue et augmentant la précision lors du retrait des agrafes. Enfin, l'utilisation d'un ote agrafe medical contribue à une meilleure cicatrisation en assurant que la plaie reste intacte et moins perturbée pendant le processus de retrait. Il vous manque le matériel nécessaire pour l'ablation d'une suture cutanée par agrafes ? Médicaffaires vous propose un ôte agrafes de grande qualité afin de pratiquer ces interventions chirurgicales en toute sécurité.