

Ôte-agrafe métal stérile 10 cm – Usage unique – Blister rigide



L'ôte-agrafe stérile en métal 10 cm est un dispositif médical à usage unique, **spécialement conçu pour l'ablation des agrafes lors du retrait des sutures cutanées.**

Pratique et sécurisé, il permet un retrait précis des agrafes tout en limitant l'inconfort du patient. Sa conception en métal assure une bonne prise en main et une **manipulation efficace** par les professionnels de santé.

Référence 445096E

Attributs du produit :

Description du produit :

Conditionné **sous blister rigide (140 x 145 mm)**, il garantit le maintien de la stérilité jusqu'à l'utilisation. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène, il répond aux exigences d'hygiène des soins en cabinet, en établissement de santé ou à domicile.

- Longueur : 10 cm
- Matériau : métal
- Stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène)
- À usage unique

Conditionnement: Ôte-agrafe stérile 10 cm vendu à l'unité

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Ôte agrafe - 10 cm - blister rigide - 174662

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle et étiquetage avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant: EUROMEDIS

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes.

Qu'est-ce qu'un ôte agrafe médical ? Spécialement conçu pour enlever les agrafes chirurgicales utilisées pour fermer des incisions ou des plaies après une opération. Ces dispositifs sont cruciaux dans le domaine médical pour assurer un retrait sécurisé des agrafes sans causer de douleur ou de dommage supplémentaire au patient. L'ôte agrafe medical étant conçu pour l'ablation de sutures cutanées par agrafes, ce matériel est stérilisable et

élaboré pour maintenir des normes d'hygiène élevées. Il se compose d'une poignée ergonomique et d'une tête spéciale qui s'adapte précisément autour des agrafes pour les enlever efficacement de la surface cutanée. Cette tête est souvent équipée d'un mécanisme qui pince l'agrafe, la soulève et la ferme pour faciliter son retrait. Les ôtes agrafes médicaux sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour assurer la sécurité et la précision durant l'examen ainsi que la durabilité. Comment se servir d'un ôte agrafe médical ? L'utilisation d'un ôte agrafe médical doit être effectuée avec précaution et précision pour assurer la sécurité du patient et l'intégrité de la plaie. Le professionnel de santé commence par désinfecter la zone autour des agrafes. Ensuite, il prend l'ôte agrafe médical et le positionne de manière à ce que la partie inférieure du dispositif s'aligne sous l'agrafe. La poignée est pressée doucement, ce qui actionne le mécanisme de la tête de l'ôte agrafe. Ce mécanisme saisit l'agrafe, la soulève légèrement et la ferme, ce qui permet de la retirer de la peau sans tirer ni causer de douleur. Il est essentiel de procéder avec délicatesse pour éviter toute irritation ou blessure de la zone cicatrisée. Après le retrait de chaque agrafe, l'ôte agrafe médical est repositionné pour la prochaine. Une fois toutes les agrafes enlevées, la plaie est généralement inspectée pour s'assurer qu'elle guérit correctement. Ces instruments médicaux sont réservés aux professionnels de santé pratiquant des interventions chirurgicales ou travaillant dans un cabinet spécialisé. Les avantages d'un ôte agrafe médical L'ôte agrafe médical offre plusieurs avantages significatifs pour les professionnels de santé et les patients. Il permet un retrait des agrafes rapide, efficace et surtout, peu douloureux pour le patient, ce qui est fondamental dans les soins post-opératoires. Sa conception spécifique assure que les agrafes sont retirées en minimisant le risque de traumatisme ou d'infection de la plaie. De plus, ces outils sont fabriqués en matériaux stérilisables, permettant leur réutilisation dans un environnement hospitalier tout en maintenant des normes d'hygiène élevées. Leur conception ergonomique facilite également leur utilisation par le personnel médical, réduisant la fatigue et augmentant la précision lors du retrait des agrafes. Enfin, l'utilisation d'un ôte agrafe médical contribue à une meilleure cicatrisation en assurant que la plaie reste intacte et moins perturbée pendant le processus de retrait. Il vous manque le matériel nécessaire pour l'ablation d'une suture cutanée par agrafes ? Médicaffaires vous propose un ôte agrafes de grande qualité afin de pratiquer ces interventions chirurgicales en toute sécurité.