

Matelas à dépression économique non rétractable - 80 x 204 cm



Composé de 2 toiles de PVC soudées en périphérie par haute fréquence afin de constituer une enveloppe étanche. Ce matelas est rempli de billes polystyrène. **2 sangles patients et 8 poignées sur la périphérie.** Valve 1/4 de tour se démontant pour un remplissage ultérieur de billes. Radio Transparent, de dimensions 80x 204 cm. **Conforme à la norme EN1865.** Une plaque sous la toile supérieure, permet d'éviter le phénomène de rétractation lors de la mise en dépression. Celle-ci est souple permettant un parfait moulage du patient et un pliage du matelas en trois.

Référence 221042

Description du produit :

Les atouts du Matelas à dépression économique non rétractable - 80 x 204 cm

- Matelas composé de 2 Toiles de PVC, soudées en périphérie par Haute fréquence pour constituer une enveloppe étanche. Celle-ci est rempli de billes polystyrène.
- Ce matelas est doté d'une toile supplémentaire dite de protection, positionnée sous le matelas pour lui conférer plus de résistance.

La dépression à l'intérieur de l'enveloppe étanche est possible grâce à une valve ¼ de Tour. Celle-ci est démontable pour permettre un remplissage ultérieur de billes

- Une plaque sous la toile supérieure, permet d'éviter le phénomène de rétractation lors de la mise en dépression. Celle-ci est souple permettant un parfait moulage du patient et un pliage du matelas en trois.
- Afin de porter le patient, le matelas est doté de poignées sur la périphérie.

Des sangles permettent le maintien du patient à l'intérieur du matelas

- Radio Transparent

Les caractéristiques du Matelas à dépression économique non rétractable - 80 x 204 cm

- Principe de fonctionnement: En retirant l'air qui se trouve dans le matelas, les billes s'agglomèrent les unes avec les autres et créent ainsi une immobilisation du patient.- Nettoyage et désinfection faciles
- Testé en dépression 8h minimum
- Tenue à la chaleur : +70° - Tenue au froid : -30°C
- Radio Transparent au rayon X

Garantie: 2 Ans

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Matelas à dépression non rétractable - 80 x 204 cm

Utilisation et instructions: Lire mode d'emploi avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. Produit destiné à un usage professionnel.

Normes applicables au dispositif médical: Dispositif médical de classe I - Norme EN1865-1

Classe du dispositif médical: I

