

Thermomètre auriculaire numérique OMRON Gentle Temp 520 + Couvre Sondes



Le thermomètre auriculaire OMRON MC-520 permet une mesure au niveau du tympan fiable et rapide en 1 seconde. Il s'éteint automatiquement après une minute d'inutilisation. Il est adapté pour une utilisation en pédiatrie mais **convient également aux patients adultes et aux personnes âgées**. Thermomètre livré **avec 21 couvre sondes**. Signal de fin de mesure et icône indiquant le bon positionnement de l'embout de sonde. S'éteint automatiquement

Référence 661032

Attributs du produit :

Description du produit :

Les atouts du Thermomètre auriculaire numérique OMRON GT520

- Thermomètre électronique Auriculaire pour une mesure totalement silencieuse
- Mesure fiable et rapide en 1 seconde
- Signal de fin de mesure et icône indiquant le bon positionnement de l'embout de sonde
- S'éteint automatiquement
- Mode vibreur - 9 mémoires
- Sélection de l'unité de mesure en degré Celsius ou Fahrenheit

Caractéristiques techniques du Thermomètre auriculaire numérique OMRON GT520

- Affichage de la température : Affichage à 4 chiffres, °F par incréments de 0,1 degré Affichage à 3 chiffres, °C par incréments - de 0,1 degré
- Précision de la mesure : $\pm 0,2$ °C dans la plage de 35,5 °C à 42,0 °C, $\pm 0,3$ °C en dehors de cette plage
- Plage de mesure : 34,0 °C à 42,2 °C Alimentation électrique : 3,0 V CC, 1 pile bouton lithium CR2032 Consommation électrique : 0,01 W
- Durée de vie de la pile : Avec une pile neuve, environ 2500 mesures ou plus (environnement ambiant 25 \pm 15 °C, 50 \pm 40 % HR, 1 mesure par jour)
- Environnement d'utilisation : Température et humidité : 10 °C à 40 °C, 0 HR 85 % Environnement de stockage : Température et humidité : -20 °C à 50 °C, 0 HR 85 %
- Protection contre les chocs électriques : Équipement ME à alimentation interne
- Dimensions extérieures : 36 mm (l) x 161 mm (L) x 56 mm (P)

Garantie: 3 Ans **Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation:** Thermomètre OMRON Gentle Temp 520 **Utilisation et instructions:** Lire la notice avant utilisation - **Onglet Documentation** - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Fabricant:** OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. **Classe du**

dispositif médical: IIa Normes applicables au dispositif médical: Cet appareil est conforme aux dispositions de la directive CE 93/42/CEE (Directive sur les dispositifs médicaux) et à la norme européenne EN12470:2003, Thermomètres médicaux - Partie 5 : Performance des thermomètres auriculaires à infrarouge (avec dispositif de mesure maximale).