

Entraves magnétiques SALVAFIX Transit Poignets - Cheilles - Thorax pour brancard



Ces sangles sont adaptées pour un usage sur brancard. La conception en **une seule pièce permet une installation facilitée**. SALVAFIX est un système d'attache sûr, rapide et efficace pour patients agités. La fermeture magnétique **empêche l'ouverture incontrôlée des sangles**.

La gamme SALVAFIX est conçue en matière matelassée, épaisse et enveloppante pour éviter toute blessure par pression et frottement.

- Permet le transport du patient en toute sécurité.
- Permet de pré-équiper un brancard de 50 cm.

3 options disponibles:

- Paire de sangles poignets - Livraison avec 3 fermetures et 1 clé
- Paire de sangles chevilles - Livraison avec 3 fermetures et 1 clé
- Harnais Thorax - Livraison avec 3 fermetures et 1 clé

Lire attentivement les recommandations. Usage réservé aux professionnels de santé*

Référence 257040

Attributs du produit :

Contention Maintien patient: Paire de sangles
Poignets - M/L - Tour de poignet 14-25 cm,
Paire de sangles Chevilles - M/L - Tour de
cheville 19-30 cm, Harnais Thorax - M/L

Description du produit :

**Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

Attache-poignets :

Les 2 attache-poignets sont cousues à la sangle latérale qui se fixe sur le brancard.
Le patient ne peut manipuler, ni accéder aux fermetures.
Le set comprend 3 fermetures et 1 clé.

Attache-chevilles :

Les 2 attache-chevilles sont cousues à la sangle latérale qui se fixe sur le brancard.
Le patient est limité dans ses mouvements.
Le set comprend 3 fermetures et 1 clé.

Harnais thoracique :

Le harnais est cousu à la sangle latérale qui se fixe sur le brancard.

Le patient ne peut se redresser, ni basculer du brancard.

Le set comprend 3 fermetures et 1 clé.

Taille: **M/L**

- **Les sangles sont souples et adaptables à la morphologie des patients** grâce à de multiples points d'ancrage.
- Le système de sécurité SALVAFIX, peut être installé, sans difficultés, avant ou après le coucher du patient.

Garantie: 1 An

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: SALVAFIX SYSTEME DE CONTENTION AVEC FERMETURE MAGNETIQUE

Utilisation et instructions: Lire les recommandations avant utilisation. NE PAS UTILISER les produits Salvafix si vous ne respectez pas TOUTES les recommandations. Une mauvaise utilisation des systèmes de maintien Salvafix peut provoquer des blessures graves et entraîner la mort par étranglement ou asphyxie abdominale

Fabricant - Distributeur: MEDICARE SYSTEM - MEDISPORT

Classe du dispositif médical: Dispositif médical de classe I, non stérile

Normes applicables au dispositif médical: Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux