

Mini pompe a dépression pour attelles à dépression et matelas



Cette pompe à dépression à double effet est conçue pour appliquer une **dépression sur les attelles des membres supérieurs et inférieurs**, ainsi que sur des dispositifs médicaux comme les matelas à dépression pédiatriques ou pour la gestion du col du fémur. Sa conception permet un nettoyage et une désinfection faciles, assurant ainsi une hygiène optimale pour un usage médical répété.

Température de fonctionnement : de -40°C à +80°C

Cette pompe offre une **robustesse et une fiabilité même dans des conditions de température extrêmes, garantissant une efficacité dans les environnements médicaux exigeants.**

Référence 226056

Attributs du produit :

Description du produit :

Principe de fonctionnement de la Mini pompe à dépression

En raccordant par un tube souple (fournie avec la pompe) sur la valve ¼ de tour , et en actionnant la pompe manuellement , elle permet de retirer l'air qui se trouve dans les attelles , les billes s'agglomèrent les unes avec les autres et créent ainsi une immobilisation soit d'un membre inférieur soit d'un membre supérieur .

Caractéristiques techniques de la Mini pompe a dépression

- Nettoyage et désinfection faciles
- Tenue à la chaleur : +80°C
- Tenue au froid : -40°C
- Dispositif médical Classe I, Certificat CE
- Taille: 20 CM
- Pompe: Double effet
- Matériaux: aluminium
- Forme: Mini pompe
- Poignées: 1
- Pression de la pompe Minimum: 6,7 Kpa
- Dépression Max: 6,7 Kpa
- Diamètre du tube: 2 cm

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: POMPE MANUELLE

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation.

Fabricant: CIR MEDICAL

Marquage CE

Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes.