

## Accessoires pour sangles et ceintures Salvafix / Salvafast



Ces clés et boutons magnétiques conçus pour une **fermeture sécurisée des ceintures et sangles de contention Salvafix et Salvafast (Voir l'onglet produits complémentaires et accessoires)**. Usage réservé aux professionnels de santé\*

Référence -

### Description du produit :

*\*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

#### **Bouton magnétique avec Insert - Réf 257016**

Pour une utilisation générale, il résiste jusqu'à 150 kg de traction. Ouverture facile avec clé magnétique Inclus en standard dans les produits Salvafix et Salvafast.

#### **Clé Magnétique - Réf 257018**

Ouverture rapide et sûre. La nouvelle clé magnétique avec le système de centrage améliore le positionnement de la clé dans le bouton de fermeture sécurisé. Cette fonctionnalité facilite le déverrouillage et l'ouverture du bouton.

#### **Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Désignation:** SALVAFIX - SALVAFAST SYSTEME DE CONTENTION AVEC FERMETURE MAGNETIQUE

**Utilisation et instructions:** Lire les recommandations avant utilisation. NE PAS UTILISER les produits Salvafix - Salvafast si vous ne respectez pas TOUTES les recommandations. Une mauvaise utilisation des systèmes de maintien Salvafix peut provoquer des blessures graves et entrainer la mort par étranglement ou asphyxie abdominale

**Fabricant - Distributeur:** MEDICARE SYSTEM - MEDISPORT

**Classe du dispositif médical:** Dispositif médical de classe I, non stérile

**Normes applicables au dispositif médical:** Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux



