

## Tensiomètre Veroval Hartmann Compact Bras



Livré avec son brassard 22-42 cm et sa housse de protection, le tensiomètre Veroval Compact Bras est **idéal pour une surveillance précise de la pression artérielle**. Innovant, il est doté de la technologie Comfort Air qui garantit une **mesure agréable au niveau du bras**. Lecture facilitée grâce à son grand écran et à son système d'évaluation de votre pression artérielle trois couleurs.

Référence 663056

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

##### Les atouts du Tensiomètre Veroval Hartmann Compact Bras

- La technologie Comfort Air: Lors de la première mesure, la pression de gonflage est de 190 mmHg. Pour les mesures suivantes, la pression de gonflage est adaptée individuellement en se basant sur les précédentes valeurs mesurées de la pression artérielle. La mesure au niveau du bras est ainsi plus agréable.
- Grand écran, pour une lecture facilitée des valeurs mesurées. L'appareil détecte et affiche les arythmies cardiaques et facilite la lecture des valeurs mesurées grâce au système d'évaluation tricolore.
- Un système coloriel indique à quel niveau de pression artérielle se situe votre résultat
- Brassard universel 22 – 42 cm
- Contrôle de la position du brassard intégré(1)
- Mémoire : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur.

##### Caractéristiques techniques du Tensiomètre Veroval Hartmann Compact Bras

- Fonction contrôle état des piles / allumage de l'appareil.
- Coupure automatique après 3 minutes d'inutilisation après la fin de la mesure.
- Etendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.
- Le produit est conforme aux normes EN 1060-1 et EN 1060-3.
- Absence de latex.
- Etendue de la mesure : Systole (SYS) : 50 - 250 mmHg, Diastole (DIA) : 40 - 180 mmHg, Pouls : 40 - 160 pulsations / minute.
- Pression de gonflage : environ 190 mmHg - si pression insuffisante, pression par palier de 30 mmHg.
- La fin de mesure est indiquée par un signal sonore.

#### Garantie 3 ans

Il est livré avec une **housse de protection, brassard 22-42 cm et notice d'utilisation Normes - Classification**  
**- Mentions obligatoires Désignation:** VEROVAL COMPACT BRAS **Fabricant / Distributeur:** GLOBALCARE / LABORATOIRES HARTMANN **Utilisation et instructions:** Lire la notice avant utilisation - "Onglet

**Documentation"** - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Classe du dispositif médical:** IIa **Normes applicables au dispositif médical:** Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE.