

Ceinture pelvienne Sam Pelvic Sling II



La ceinture Sam Sling II permet une stabilisation de fracture pelvienne. Elle est **équipée d'une boucle autostop**, qui grâce à son clic audible et ressenti tactilement, confirme la bonne mise en place et empêche le serrage excessif tout en maintenant une force optimale. **Positionnement et fixation en seulement 3 étapes**. Elle est destinée à être **appliquée par des membres du personnel paramédical, des professionnels médicaux ou des personnels formés**, sur des sujets qui présentent une fracture de l'anneau pelvien, ou chez qui on soupçonne l'existence d'une telle fracture, avec possibilité d'hémorragie.

Référence 225070

Description du produit :

Les atouts de la Ceinture pelvienne Sam Sling II

1- SUPPORT ARRIÈRE À FAIBLE FRICTION: Les matériaux à faible friction recouvrant l'arrière de la sangle pelvienne garantissent des transferts plus simples après des traumatismes sévères.

2- BOUCLE SAM ® AUTOSTOP: Le clic audible et ressenti tactilement fournit un retour clair, confirmant la bonne mise en place et empêchant un serrage excessif tout en maintenant une force optimale.

3- SANGLE DE PRÉCISION: La boucle AUTOSTOP se verrouille dans les trous spécifiquement conçus, permettant une mise en place rapide. La fixation est assurée par une sangle Velcro solide.

4- CONCEPTION FUSELÉE: La partie avant étroite et fuselée facilite le sondage urinaire, la radiologie interventionnelle, la fixation externe et la chirurgie abdominale sans nécessité de retirer la ceinture.

5- MATÉRIAUX RADIOTRANSARENTS: Tous les matériaux sont radiotransparents, à l'exception des deux ressorts en acier inoxydable de la boucle, ce qui permet d'effectuer des radiologies et des tomodensitométries sans retirer la ceinture.

5- DISPONIBLE EN 3 TAILLES: La taille Standard convient à 95 % de la population. Ajoutez-y les tailles Small et Large pour pouvoir prendre en charge quasiment toute morphologie.

Les caractéristiques de la Ceinture pelvienne Sam Sling II

- Hauteur : 14 cm - Largeur : 19 cm - Profondeur : 9,5 cm

- Poids : 244-250 g

Garantie: 1 An

Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: Ceinture pelvienne Sam Sling II

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation -**Onglet "Documentation"**- L'opérateur doit d'abord lire le manuel, faire fonctionner le produit correctement et l'examiner avant utilisation **Fabricant/Distributeur:**

SAM MEDICAL / Cir Medical

Marquage CE: Dispositif médical de classe I conformément au règlement européen UE 2017/745

