

## Ceinture pelvienne Sam Sling II

La ceinture Sam Sling II permet une stabilisation de fracture pelvienne. Elle est **équipée d'une boucle autostop**, qui grâce à son clic audible et ressenti tactilement, confirme la bonne mise en place et empêche le serrage excessif tout en maintenant une force optimale. **Positionnement et fixation en seulement 3 étapes.**



Référence 225070

### Description du produit :

#### Les atouts de la Ceinture pelvienne Sam Sling II

**1- SUPPORT ARRIÈRE À FAIBLE FRICTION:** Les matériaux à faible friction recouvrant l'arrière de la sangle pelvienne garantissent des transferts plus simples après des traumatismes sévères.

**2- BOUCLE SAM ® AUTOSTOP:** Le clic audible et ressenti tactilement fournit un retour clair, confirmant la bonne mise en place et empêchant un serrage excessif tout en maintenant une force optimale.

**3- SANGLE DE PRÉCISION:** La boucle AUTOSTOP se verrouille dans les trous spécifiquement conçus, permettant une mise en place rapide. La fixation est assurée par une sangle Velcro solide.

**4- CONCEPTION FUSELÉE:** La partie avant étroite et fuselée facilite le sondage urinaire, la radiologie interventionnelle, la fixation externe et la chirurgie abdominale sans nécessité de retirer la ceinture.

**5- MATÉRIAUX RADIOTRANSARENTS:** Tous les matériaux sont radiotransparents, à l'exception des deux ressorts en acier inoxydable de la boucle, ce qui permet d'effectuer des radiologies et des tomodensitométries sans retirer la ceinture.

**5- DISPONIBLE EN 3 TAILLES:** La taille Standard convient à 95 % de la population. Ajoutez-y les tailles Small et Large pour pouvoir prendre en charge quasiment toute morphologie.

#### Les caractéristiques de la Ceinture pelvienne Sam Sling II

- Hauteur : 14 cm - Largeur : 19 cm - Profondeur : 9,5 cm

- Poids : 244-250 g

#### Garantie: 1 An

**Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation:** Ceinture pelvienne Sam Sling II

**Utilisation et instructions:** Lire la notice avant utilisation - L'opérateur doit d'abord lire le manuel, faire fonctionner le produit correctement et l'examiner avant utilisation **Fabricant/Distributeur: SAM MEDICAL / Cir Medical**

**Marquage CE:** Dispositif médical de classe I conformément au règlement européen UE 2017/745

