

## 100 bandelettes pour glucomètre VOX



Ces bandelettes de test réactives doivent être utilisées avec le lecteur de glycémie parlant vox. **Temps de réaction rapide.** Aspiration de la goutte de sang par capillarité, peu de sang nécessaire (0,7 ?l). Temps de réaction rapide(moins **de 7 secondes**)

Référence 666022

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

Ces bandelettes de test réactives sont **livrées dans 2 flacons contenant 50 unités.**

- **A utiliser uniquement avec le système VOX.**

- Aspiration de la goutte de sang par capillarité, peu de sang nécessaire (0,7 ?l)

- Temps de réaction rapide(moins **de 7 secondes**)

- Marquage CE0197

#### Normes - Classification - Mentions obligatoires

**Désignation:** BANDELETTES POUR VOX LECTEUR DE GLYCEMIE

**Utilisation et instructions:** Lire la notice avant utilisation - **Onglet Documentation** - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

**Fabricant:** Laboratoires OSI S.A.S

**Normes applicables au dispositif médical:** Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.