

## Moniteur défibrillateur Reanibex 500 EMS



Ce moniteur défibrillateur est spécialement conçu pour **exécuter des fonctions avancées de surveillance et de réanimation**. Jusqu'à 4 modes d'action: 1. Moniteur 2. Défibrillateur manuel 3. Défibrillateur automatisé 4. Stimulateur cardiaque Vous pouvez donc surveiller les signes vitaux suivants: **Signal ECG jusqu'à 12 dérivations – Le niveau de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) – Tension artérielle non invasive (PNI)**. Ses performances et sa légèreté en font un équipement idéal pour les urgences. **En raison de la technicité de ce produit, merci de nous faire une demande de devis ou de renseignements complémentaires afin qu'un de nos conseillers prenne contact avec vous.**

Référence 495010 + 495012 + 495014

### Description du produit :

#### Caractéristiques du Moniteur défibrillateur Reanibex 500 EMS

- Technologie biphasique
- Algorithme AED universel pour les patients adultes et pédiatriques
- Décharge jusqu'à 360 J
- Grand écran couleur haute résolution de 5,7 pouces
- Possibilité de régler l'écran en mode contraste élevé
- Informations en temps réel indiquant si les compressions sont correctes ou non
- Stimulateur cardiaque
- Oxymétrie de pouls
- Capnographie pour les patients intubés et non intubés.
- Tension artérielle non invasive
- Fréquence respiratoire
- Cardioversion synchronisée
- Affichage simultané de 12 dérivés à l'écran
- Imprimante 80 mm
- Transmission de données via Bluetooth ou GSM
- Protocole CPR configurable
- Configuré selon les directives ERC / AHA 2015 et leur mise à jour 2017
- Auto-contrôle quotidien pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement
- Connexion à 2 ports USB pour la transmission des épisodes vers le PC

**Garantie:** 2 ans

**Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation:** Moniteur défibrillateur Reanibex 500 EMS

**Utilisation et instructions:** Lire mode d'emploi avant utilisation - **Onglet DOCUMENTATION** - Suivez les

instructions d'utilisation. Consultez le guide de l'utilisateur ISA et la documentation de l'utilisateur pour le dispositif médical et les instructions de sécurité de la canule Nomoline. **Fabricant:** BEXEN CARDIO **Normes applicables au dispositif médical:** Conformité Européenne. Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux quand ceux-ci sont connectés à des dispositifs médicaux approuvés par Masimo Sweden AB. **Classe du dispositif médical:** III

