

Coffret étanche Plum de lavage oculaire - Flacons de 500 ml NaCl + 200 ml pH Neutral



Coffret étanche idéal en situation d'urgence. les flacons s'ouvre d'un seul geste par rotation de l'ocillère ergonomique. Composé d'un **flacon de 500 ml de solution saline pour les poussières et corps étrangers** et d'un **flacon de 200 ml pH Neutre pour les projections chimiques** . Support avec pictogramme et miroir. Le montage est facile grâce aux vis et chevilles fournies.

Référence 557524

Attributs du produit :

Description du produit :

Principales caractéristiques du Lave oeil Plum 0.9% Chlorure de Sodium – Corps étranger – Flacon de 500 ml

- Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % : similaire aux sécrétions de l'œil humain
- Lave-œil efficace pour rincer les corps étrangers tels que les impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants
- Utilisation facile
- Océillères ergonomiques qui assurent un flux de liquide efficace
- Design pratique pour une ouverture rapide et simple des flacons
- Les flacons sont à usage unique et ne peuvent pas être réutilisés
- Les flacons portent le marquage CE et ont une durée de conservation de 3,5 ans

Principales caractéristiques du lave oeil Plum - Brûlure chimique

- Il doit être utilisé en cas de projections d'acides. Utilisé rapidement, il peut limiter l'importance des séquelles.
- pH Neutral est un tampon phosphate (4,9 %) actif capable de neutraliser rapidement des acides et des bases forts.
- Flacon de 200 ml avec océillère et couvercle anti-poussière.

Conditionnement: Coffret étanche Plum de lavage oculaire - Flacons de 500 ml NaCl + 200 ml pH Neutral

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Coffret Plum de lavage oculaire - Flacons de 500 ml NaCl + 200 ml pH Neutral

Fabricant: Plum

Utilisation et instructions: Lire mode d'emploi avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Normes applicables au dispositif médical: Dispositif médical de classe I. Produit de santé réglementé qui porte à ce titre le marquage CE.

