

Hémoglobinomètre Mission Hb



Ce dispositif de diagnostic médical permet l'analyse du niveau d'hémoglobine (Hb) et d'hématocrite (Hct) dans le sang. **Cet appareil délivre en moins de 15 secondes des résultats fiables et précis sur son large écran. Il se distingue par sa facilité d'utilisation** mais reste un **dispositif à usage professionnel**. Il est livré complet avec lancettes, bandelettes, autopiqueur, housse de transport, manuel, piles etc...

Référence 669100

Attributs du produit :

Description du produit :

Les atouts de l'Hémoglobinomètre Mission Hb

- Détecte avec précision les niveaux de Hb et Hct
- Rapide - résultats hémoglobine (Hb) et hématocrite (Hct) en - Précis - nécessite seulement 10 µL de sang capillaire ou veineux - résultats précis comparables aux analyseurs automatiques d'hématologie - ample plage de mesure Hb 4,5-25,6 g/dL avec plage Hct de 13-75% - mémoire jusqu'à 1 000 résultats
- Portatif - fonctionne avec batterie - portable pour diagnostic immédiat - les bandes sèches éliminent les inconvénients dus au transport et au stockage des réactifs liquides
- Pratique - peut analyser sang total capillaire et veineux - formation minimale requise

Les spécifications techniques de l'Hémoglobinomètre Mission Hb

- Méthode: photométrie par réflectance
- Détection: principe Méthémoglobine
- Temps pour résultats: - Mémoire: 1 000 tests avec heure/date et numéro ID
- Volume / type échantillon: 10 µL / sang entier capillaire et veineux
- Plage de mesure Hb: 4,5 - 25,6 g/dL • Plage Hct: 13 - 75%
- Longueurs d'onde: 525 nm
- Calibrage: automatique • Hb précision dans l'espace d'une série: = 3%
- Hb précision totale CV: = 3% • Précision: Hb 4.5 - 10 g/dL, ±0.4 g/dL; Hb 10 - 25.6 g/dL ± 4%
- Source d'alimentation: 3 Batteries AAA ou Adaptateur CA sur demande
- Durée batterie: 2700 tests ou 360 heures - Arrêt automatique: 8 minutes - Dimensions: 127x58x25 mm (5,0"x2,28"x0,99")

Cet appareil est **livré avec les accessoires suivant**: 10 bandelettes pour test - 1 code puce- 3 piles AAA - 10 lancettes (26 G) - 2 bandes de contrôle - 1 sac transportable - 1 autopiqueur - 10 tubes de transfert capillaire

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Lecteur d'hémoglobine Mission Hb

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - **Onglet Documentation** - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant: ACON

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.