

## Brancard souple de portage 14 poignées - 200 x 100 cm - Capacité de portage 360 Kg



Le brancard souple de portage est un **dispositif essentiel pour le transport sécurisé des patients, notamment dans les espaces restreints ou difficiles d'accès**. Conçu en matériaux ultra-résistants, il **supporte une charge allant jusqu'à 360 kg**, garantissant robustesse et fiabilité.

Doté de 14 poignées renforcées, il permet une prise en main optimale, facilitant la coordination entre 4 à 6 secouristes afin de limiter les efforts et réduire les risques de blessures. Léger et facilement pliable, il se transporte et se stocke aisément.

- **Dimensions** : 200 x 100 cm

- Capacité de charge : 360 kg

- Idéal pour : **services d'urgence, hôpitaux, ambulanciers, équipes de secours**

**Un équipement indispensable pour une évacuation rapide et efficace.**

Référence 112577C

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

##### Les atouts du Brancard souple de portage 14 poignées - 200 x 100 cm

- Facilité de transfert : Ce brancard est conçu pour rendre le transfert de patients plus facile dans des espaces restreints ou avec des accès complexes.
- Capacité de poids : **Il peut supporter une personne jusqu'à 360 kg**, ce qui permet son utilisation pour des patients de différentes tailles et poids.
- Matériaux résistants : Le brancard est fabriqué à partir de matériaux durables, garantissant ainsi sa solidité et sa longévité.
- Nombre de porteurs recommandé : Il est conseillé que 4 à 6 personnes participent au portage du brancard souple pour minimiser les risques de blessures, en particulier pour le dos et les muscles.
- Précaution à prendre : Une recommandation importante est de ne pas croiser les mains lors du portage de la civière, ce qui pourrait entraîner des déséquilibres et augmenter le risque de blessure.

##### Caractéristiques du Brancard souple de portage 14 poignées - 200 x 100 cm

- Dimensions : 200 cm x 100 cm
- Poids : 1000 g
- Matériau : Non-tissé
- Poignées : **14 poignées au total** (6 de chaque côté et 1 à chaque extrémité)

- Capacité de charge : Supporte jusqu'à 360 kg

**Entretien et mise en œuvre du Brancard souple de portage 14 poignées - 200 x 100 cm**

- Nettoyer Brancard souple avec du savon doux, de l'eau et un chiffon propre. Pas d'eau de javel
- Ne pas laver ou sécher en machine
- Sécher dans un endroit propre et ombragé
- Ne pas utiliser si l'unité est effilochée, coupée, déchirée ou souillée de quelque manière que ce soit
- Éviter le contact avec des objets tranchants
- Seulement pour une utilisation par des professionnels formés
- Évitez de traîner l'unité de Transport Portable sur des surfaces rugueuses
- Utilisez un minimum de 4 personnes pour déplacer un patient
- Ne pas stocker en contact avec des solvants ou des sources de chaleur supérieures à 200° F
- Le brancard souple de portage 14 poignées devrait être inspecté avant et après chaque utilisation
- Pendant l'inspection si vous trouvez des défauts comme énumérés ci-dessus, retirez du service et ne l'utilisez pas

**Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Désignation:** Brancard souple de portage

**Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle et étiquetage avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

**Normes applicables au dispositif médical:** Dispositif Médical de classe I. Déclaration conformité selon MDR 2017/745