

Solution de Contrôle – Glucomètre JT100 Spengler



La solution de contrôle Spengler est spécialement conçue pour être utilisée avec les bandelettes de test JT100 et le lecteur de glycémie JT100 Spengler. Elle permet de garantir que votre appareil fonctionne correctement et que vos résultats sont fiables.

Pourquoi utiliser la solution de contrôle JT100 ?

- Test de bon fonctionnement : Vérifie l'exactitude du lecteur et des bandelettes.
- Contrôle qualité à domicile : S'assure que les tests sont effectués correctement, dans le respect des bonnes pratiques.
- Formule spécifique au modèle JT100 : À utiliser exclusivement avec le lecteur JT100 Spengler et ses bandelettes compatibles.

Quand utiliser la solution de contrôle ?

- Lors de la première utilisation du glucomètre
- À l'ouverture d'une nouvelle boîte de bandelettes
- Si les résultats obtenus semblent incohérents avec votre ressenti

Référence 666620

Description du produit:

Composition et caractéristiques :

- Solution aqueuse de glucose
- Contient de petites quantités de composants non réactifs et de colorant alimentaire
- Durée d'utilisation : 6 mois après ouverture du flacon

Contenu:

1 flacon de solution de contrôle Spengler JT100

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Solution de Contrôle - Glucomètre JT100 Spengler

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - Onglet Documentation - Consultez un médecin ou un

professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant: SPENGLER SAS

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



