

Solution de Contrôle – Glucomètre JT100 Spengler



La solution de contrôle Spengler est spécialement conçue pour être utilisée avec les bandelettes de test JT100 et le lecteur de glycémie JT100 Spengler. **Elle permet de garantir que votre appareil fonctionne correctement et que vos résultats sont fiables.**

Pourquoi utiliser la solution de contrôle JT100 ?

- Test de bon fonctionnement : Vérifie l'exactitude du lecteur et des bandelettes.
- Contrôle qualité à domicile : S'assure que les tests sont effectués correctement, dans le respect des bonnes pratiques.
- Formule spécifique au modèle JT100 : À utiliser exclusivement avec le lecteur JT100 Spengler et ses bandelettes compatibles.

Quand utiliser la solution de contrôle ?

- Lors de la première utilisation du glucomètre
- À l'ouverture d'une nouvelle boîte de bandelettes
- Si les résultats obtenus semblent incohérents avec votre ressenti

Référence 666620

Attributs du produit :

Description du produit :

Composition et caractéristiques :

- Solution aqueuse de glucose
- Contient de petites quantités de composants non réactifs et de colorant alimentaire
- Durée d'utilisation : 6 mois après ouverture du flacon

Contenu :

1 flacon de solution de contrôle Spengler JT100

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Solution de Contrôle – Glucomètre JT100 Spengler

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - Onglet Documentation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant: SPENGLER SAS

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

