

## Matelas à dépression non rétractable Jaune/Bleu - 90 x 220 cm



Le matelas à dépression non rétractable est conçu pour l'immobilisation et le transport des patients en toute sécurité. Fabriqué à partir de deux toiles PVC soudées en périphérie par haute fréquence, **il garantit une enveloppe parfaitement étanche et durable.**

Rempli de billes de polystyrène, il épouse parfaitement la morphologie du patient une fois la dépression effectuée, assurant un maintien optimal et un confort supérieur.

- **Immobilisation rapide et efficace**

- Excellente répartition du maintien grâce aux billes de polystyrène
- Étanchéité totale et grande résistance à l'usure
- **Facile à manipuler grâce à ses 12 poignées ergonomiques**
- Radio-transparent (compatible imagerie médicale)
- Entretien et remplissage simplifiés

Référence 221043

### Attributs du produit :

### Description du produit :

#### Les atouts du Matelas à dépression non rétractable Jaune/Bleu - 90 x 220 cm

- Matelas composé de 2 Toiles de PVC, soudées en périphérie par Haute fréquence pour constituer une enveloppe étanche. Celle-ci est rempli de billes polystyrène.
- Ce matelas est doté d'une toile supplémentaire dite de protection, positionnée sous le matelas pour lui conférer plus de résistance.

La dépression à l'intérieur de l'enveloppe étanche est possible grâce à une valve  $\frac{1}{4}$  de Tour. Celle-ci est démontable pour permettre un remplissage ultérieur de billes

- Une plaque sous la toile supérieure, permet d'éviter le phénomène de rétraction lors de la mise en dépression. Celle-ci est souple permettant un parfait mouillage du patient et un pliage du matelas en trois.
- Afin de porter le patient, le matelas est doté de poignées sur la périphérie.

Des sangles permettent le maintien du patient à l'intérieur du matelas

- Radio Transparent

#### Les caractéristiques du Matelas à dépression non rétractable Jaune/Bleu - 90 x 220 cm

- Principe de fonctionnement: En retirant l'air qui se trouve dans le matelas, les billes s'agglomèrent les unes avec les autres et créent ainsi une immobilisation du patient.- Nettoyage et désinfection faciles
- Testé en dépression 8h minimum
- Tenue à la chaleur : +70° - Tenue au froid : -30°C
- Radio Transparent au rayon X

**Garantie:** 2 Ans

**Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Désignation:** Matelas à dépression non rétractable - 90 x 220 cm

**Utilisation et instructions:** Lire mode d'emploi avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. Produit destiné à un usage professionnel.

**Normes applicables au dispositif médical:** Dispositif médical de classe I - Norme EN1865-1

Classe du dispositif médical: I