

Chaise d'évacuation escalier ERP Evac Chair 300H



Chaise d'évacuation pour escalier Evac Chair 300H, **spécialement conçue pour les ERP**. Permet une **évacuation rapide et sécurisée des personnes à mobilité réduite lors d'une urgence**. Légère (9,4 kg), robuste (charge utile 182 kg), et simple à déployer.

La chaise d'évacuation Evac Chair 300H est un dispositif essentiel pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite (PMR) lors d'une évacuation d'urgence dans les Établissements Recevant du Public (ERP).

Conforme aux recommandations de l'arrêté du 24 septembre 2009 (article R.123-22 du Code de la Construction et de l'Habitation), **elle permet un transport rapide, stable et sûr des personnes, même dans les escaliers.**

Utilisation recommandée : Établissements recevant du public (ERP) - Entreprises, hôpitaux, écoles, hôtels, administrations - Tout site nécessitant un plan d'évacuation PMR

Référence 117200

Attributs du produit :

Description du produit :

Fabriquée en Angleterre et certifiée CE – Dispositif Médical Classe I, cette chaise associe confort, légèreté et maniabilité. Une formation d'utilisation est fortement recommandée afin de garantir une manipulation optimale en cas d'urgence.

Atouts et équipements :

- Poignées à deux mains : meilleure préhension et confort d'utilisation.
- Zone antidérapante : stabilité renforcée lors du déploiement ou du rangement.
- Assise repensée : confort amélioré pour le passager.
- Système de courroies à friction unique : descente contrôlée et en douceur sur piste auto-freinante.
- Appui-tête profilé : maintien optimal.
- Ceinture de sécurité cousue : durabilité et sécurité accrues.
- Béquille redessinée : stabilité améliorée et meilleure maniabilité grâce au repositionnement des roues arrière.
- Roues pivotantes renforcées (50 mm) : robustesse et mobilité supérieures.
- Instructions graphiques intégrées : guide d'utilisation clair, étape par étape.

Caractéristiques techniques :

- Hauteur pliée : 110 cm
- Hauteur dépliée : 135 cm
- Largeur : 52 cm (pliée et dépliée)
- Profondeur pliée : 21 cm
- Profondeur dépliée : 81 cm
- Poids : 9,4 kg
- Charge utile maximale : 182 kg
- Fabrication : Angleterre

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: EVAC+CHAIR 300H

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - L'opérateur doit d'abord lire le manuel, faire fonctionner le produit correctement et l'examiner avant utilisation

Fabricant: EVAC+CHAIR

Marquage CE: Dispositif Médical Classe I