

Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool Exeol Wipes Optimal - Paquet de 100



Application dispositif médical : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.

Application produit biocide : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE).

- **Actif dès 2 minutes (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).**

- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS - Large compatibilité avec les matériaux.

- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

- pH : 6,5 - 7,5.

Usage réservé aux professionnels. Produit soumis à formation au Certificat individuel pour utiliser à titre professionnel et distribuer certains types de produits biocides catégorie désinfectants*.

Référence 557040

Attributs du produit :

Description du produit :

**Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.*

Propriétés microbiologiques Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool Exeol Wipes Optimal - Paquet de 100

- Bactéricide (2 min.) : EN 1276, EN 13727, EN 16615
- Levuricide (2 min.) : EN 1650, EN 13624, EN 16615.
- Actif sur Candida auris (2 min.) : EN 13624, EN 16615.
- Virucide contre les virus enveloppés (2 min.) : EN 14476, EN 16777.
- Actif sur Norovirus et Rotavirus (15 min.) : EN 14476, EN 16777.
- Actif sur Adénovirus (45 min.) : EN 14476.

Type de produits 2 (TP2) : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Type de produit 4 (TP4) : Désinfectants destinés à l'application sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Utiliser les produits biocides avec précaution.

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Nom du produit: Exeol Wipes optimal

Utilisation et instructions: Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet "Documentation"

Fabricant: SODEL

Marquage CE: Dispositif médical de classe IIa. Règlement conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878