

Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool Exeol Wipes Optimal - Paquet de 100



Application dispositif médical : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.

Application produit biocide : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE).
- Actif dès 2 minutes (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS - Large compatibilité avec les matériaux.
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- pH: 6,5 7,5.

Usage réservé aux professionnels*.

Référence 557040

Description du produit:

*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée.

Propriétés microbiologiques Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool Exeol Wipes Optimal - Paquet de 100

- Bactéricide (2 min.): EN 1276, EN 13727, EN 16615
- Levuricide (2 min.): EN 1650, EN 13624, EN 16615.
- Actif sur Candida auris (2 min.): EN 13624, EN 16615.
- Virucide contre les virus enveloppés (2 min.) : EN 14476, EN 16777.
- Actif sur Norovirus et Rotavirus (15 min.): EN 14476, EN 16777.
- Actif sur Adénovirus (45 min.) : EN 14476.

Type de produits 2 (TP2) : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Type de produit 4 (TP4) : Désinfectants destinés à l'application sur des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Utiliser les produits biocides avec précaution.

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Nom du produit: Exeol Wipes optimal



Utilisation et instructions: Lire la notice et fiche de données de sécurité avant utilisation. Onglet

"Documentation" Fabricant: SODEL

Marquage CE: Dispositif médical de classe IIa. Règlement conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

(REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

