

Station de lavage oculaire DROP – 2 Flacons de 500 ml – Design innovant & utilisation rapide



La station de lavage oculaire DROP est conçue pour offrir une intervention d'urgence rapide et efficace en cas de projection ou d'irritation oculaire. Grâce à son design innovant, son système d'ouverture intuitif et ses flacons stériles prêts à l'emploi, **elle garantit un rinçage optimal des yeux dans toutes les situations professionnelles à risque.**

DROP est équipée de 2 flacons de sérum physiologique stérile de 500 ml, chacun muni d'un bouchon oculaire anatomique permettant de diriger précisément le jet sans gaspillage. Une solution idéale pour les ateliers, laboratoires, sites industriels et environnements nécessitant un dispositif de premiers secours fiable.

Contenu du kit: 1 station DROP en support thermoformé - 2 flacons de sérum physiologique stérile 500 ml - 1 miroir intégré - 1 kit de fixation murale (vis + chevilles)

Référence 557573

Attributs du produit :

Description du produit :

Domaines d'utilisation: Industrie - Atelier de mécanique - Laboratoires - Centres de maintenance - Établissements scolaires et universitaires- Tout environnement nécessitant un dispositif de premiers secours

Avantages

- Lavage oculaire rapide et précis grâce au bouchon anatomique
- Protection optimale du sérum grâce au couvercle anti-poussière
- Contrôle immédiat des yeux via le miroir
- Design moderne, compact et ergonomique
- Identifiable instantanément dans un espace de travail

Caractéristiques principales

1- 2 flacons de sérum physiologique stérile de 500 ml

Usage unique

Bouchon oculaire monté pour une application immédiate

Ouverture rapide : tirer, tourner, rincer

2- Support thermoformé robuste

Façade transparente pour surveillance du contenu

Couvercle anti-poussière pour protéger le sérum

3- Miroir intégré

Permet un contrôle visuel après le lavage

4- Installation murale simple et sécurisée

Fourni avec vis et chevilles

5- Utilisation intuitive :

Tirer légèrement le couvercle vers le bas

Extraire un flacon

Tourner le bouchon pour briser le sceau

Appliquer sur l'œil et rincer efficacement

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Nom du produit: Station de lavage oculaire DROP

Utilisation et instructions: Lire attentivement la notice avant utilisation. Demander conseil à votre pharmacien ou à un professionnel de santé.

Fabricant: PVS FIRST AID

Marquage CE : Dispositif médical de classe IIa. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.