

## Collier cervical AMBU REDI-ACE réglable



Simple d'utilisation, le collier cervical AMBU Redi-Ace existe en version Adulte et en version Mini. **Ces colliers réglables permettent de s'adapter à la morphologie de tous les patients** grâce aux différents réglages possibles. Radio-transparent, compatible IRM et orifice tracheal pour la surveillance du pouls. Mentonnière automatique et sécurisée.

Référence 223010

### Attributs du produit :

Collier AMBU REDI-ACE réglable: Collier réglable Adulte 4 Tailles, Collier réglable Pédiatrique 3 Tailles

### Description du produit :

#### Atouts des colliers cervicaux AMBU Redi-Ace Adulte et Mini

- Ces colliers cervicaux sont conçus en une seule pièce.
- Ils **s'ajustent au cou du patient** quelle que soit sa morphologie grâce aux différents réglages possibles.
- Mentonnière automatique et sécurisée.
- Un large orifice trachéal sur la zone antérieure du collier permet la surveillance du pouls carotidien.
- Ces colliers sont **radio transparent et compatible IRM**.
- Le rangement des colliers se fait à plat.

#### Caractéristiques techniques du collier cervical AMBU Redi-Ace Adulte

- Nombre de réglages **4 réglages**
- Dimensions 554 x 215 x 14 mm
- Poids 200 g
- Couleur Bleu/gris clair
- Translucidité Compatible Rayons X et IRM
- Température de stockage -30° à +70° C
- Température d'utilisation -10° à +40° C

#### Caractéristiques techniques du collier cervical AMBU Redi-Ace Mini

- Nombre de réglages **3 réglages**
- Dimensions 447 x 188 x 14 mm
- Poids 100 g
- Couleur Jaune/gris clair

- Translucidité Compatible Rayons X et IRM
- Température de stockage -30? à +70? C
- Température d'utilisation -10? à +40? C

**Normes - Classification - Mentions obligatoires**

**Désignation:** Ambu® Redi-ACE Adult, Ambu® Redi-ACE Mini

**Utilisation et instructions:** Le collier cervical Ambu Redi-ACE est prévu pour une utilisation par du personnel de santé diplômé selon les directives d'un médecin ou d'une autre autorité médicale. Une lésion permanente peut survenir en cas d'usage différent de celui dicté par un médecin ou une autre autorité médicale. **Lire la notice avant utilisation**

**Fabricant:** Ambu A/S

**Classe du dispositif médical:** I, non stérile

**Normes applicables au dispositif médical:** Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux