

Civière de relevage SPENCER SX-R RED KEY Norme EN 1865



Livrée avec 3 ceintures de maintien, cette civière cuillère peut être utilisée pour **soulever, déplacer ou transporter** la plupart des patients. Grâce à la fonction “cuillère” exercée par les deux lames longitudinales il est possible de **positionner la civière sous le patient sans le déplacer**. Charge utile de 170 Kg, facile à nettoyer et pliable en 2 afin de réduire l'encombrement.

Référence 112010

Description du produit :

Les atouts de la Civière de relevage SPENCER SX-R RED KEY

- Un soin attentif a été porté sur le choix et la définition des matières utilisées dans la fabrication, qui doivent répondre aux qualités requises de légèreté, résistance mécanique, fiabilité et durée.
- La silhouette de la civière de relevage a été étudiée pour améliorer son positionnement sous le corps et en même temps pour stabiliser la victime pendant le transfert ou le transport.
- Les nombreuses poignées simplifient le portage.
- Sangles avec pochette de rangement.

Caractéristiques techniques de la Civière de relevage SPENCER SX-R RED KEY

- Extension minimale : 1665 mm - Extension maximale : 2168 mm - Extension repliée : 1200 mm
- Largeur : 435 mm - Epaisseur : 65 mm - Epaisseur repliée : 85 mm
- Poids SPENCER SX-R : 9,5 Kg
- **Charge utile : 170 kg**

Garantie: 1 An

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Civière de relevage SPENCER SX-R RED KEY Norme EN 1865

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - L'opérateur doit d'abord lire le manuel, faire fonctionner le produit correctement et l'examiner avant utilisation

Fabricant: SPENCER S.R.L

Marquage CE: Dispositif médical de classe I conformément au règlement européen UE 2017/745

