

## Matelas à dépression non rétractable - 110 x 220 cm



Ce matelas coquille conforme à la norme EN 1865 permet un parfait moulage du patient et un pliage en 3. **Il est radiotransparent, possède 3 sangles de maintien pour le patient et 10 poignées de transport.** Nettoyage et désinfection faciles du matelas. Dispositif médical de classe 1. **Produit destiné à un usage professionnel.**

Référence 221020

### Description du produit :

#### Les atouts du Matelas à dépression non rétractable - 110 x 220 cm

- Matelas composé de 2 Toiles de PVC, soudées en périphérie par Haute fréquence pour constituer une enveloppe étanche. Celle-ci est rempli de billes polystyrène.
- Ce matelas est doté d'une toile supplémentaire dite de protection, positionnée sous le matelas pour lui conférer plus de résistance.

La dépression à l'intérieur de l'enveloppe étanche est possible grâce à une valve  $\frac{1}{4}$  de Tour. Celle-ci est démontable pour permettre un remplissage ultérieur de billes

- Une plaque sous la toile supérieure, permet d'éviter le phénomène de rétractation lors de la mise en dépression. Celle-ci est souple permettant un parfait moulage du patient et un pliage du matelas en trois.
- Afin de porter le patient, le matelas est doté de poignées sur la périphérie.

Des sangles permettent le maintien du patient à l'intérieur du matelas

- Radio Transparent

#### Les caractéristiques du Matelas à dépression non rétractable - 110 x 220 cm

- **Principe de fonctionnement:** En retirant l'air qui se trouve dans le matelas, les billes s'agglomèrent les unes avec les autres et créent ainsi une immobilisation du patient.
- Nettoyage et désinfection faciles
- Testé en dépression 8h minimum
- Tenue à la chaleur : +70° - Tenue au froid : -30°C
- Radio Transparent au rayon X

#### Garantie: 2 Ans

#### Normes - Classification - Mentions obligatoires

**Désignation:** Matelas à dépression non rétractable - 110 x 220 cm

**Utilisation et instructions:** Lire mode d'emploi avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Produit destiné à un usage professionnel.**

**Normes applicables au dispositif médical:** Dispositif médical de classe I - Norme EN1865-1

**Classe du dispositif médical:** I

