

## Sangles chevilles de déambulation - Fermeture magnétique



Ces sangles chevilles de déambulation peuvent être utilisées pour immobiliser très rapidement les chevilles du patient. **Elles sont livrées avec 2 boutons et une clé magnétique.** **Adaptables à toutes tailles et lavable en machine.** Lavable en machine, traitement anti-bactérien, ignifuge et très résistant à la rupture. Sangles adaptées aux peaux sensibles. **Usage réservé aux professionnels de santé\*.**

Référence 251010

### Attributs du produit :

### Description du produit :

*\*Dans le cas d'une commande par une personne non autorisée, la commande ne pourra être honorée. Utilisation sous prescription médicale*

#### Les atouts et caractéristiques des Sangles chevilles de déambulation

- **Fermeture magnétique**- Adaptable à toutes tailles - Utilisez ces sangles pour immobiliser les bras du patient. Elles ne compressent pas la circulation- Ces sangles sont **livrées avec 2 boutons et une clé magnétique**
- Respect de la dignité du patient - Liberté de mouvements maîtrisée
- **Prêt à l'emploi** - Installation aisée - Efficace et répondant à la réglementation en vigueur
- Dispositif médical lavable en machine à 95°C - Séchage à basse température

**Garantie: 2 Ans**

#### Normes - Classification - Mentions obligatoires

**Désignation:** Sangles chevilles de déambulation

**Utilisation et instructions:** Lire les recommandations avant utilisation. NE PAS UTILISER les produits RENOL si vous ne respectez pas TOUTES les recommandations. Une mauvaise utilisation des systèmes de maintien RENOL peut provoquer des blessures graves et entraîner la mort par étranglement ou asphyxie abdominale

**Fabricant - Distributeur:** RENOL - ABILANX

**Classe du dispositif médical:** Dispositif médical de classe I, non stérile

**Normes applicables au dispositif médical:** Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux