

Défibrillateur automatique Zoll AED Plus (DEA)



Ce défibrillateur automatique Zoll guide les non professionnels tout au long du cycle de réanimation. Il intègre une séquence de messages visuels et vocaux qui aident le secouriste à suivre les protocoles établis d'utilisation des DAE. Le défibrillateur automatique Zoll AED Plus existe également en version semi-automatique. Livré avec Electrode CPR-D Padz Adulte, sac de transport, jeu de 10 piles.

Référence 482020

Attributs du produit :

Description du produit:

Les atouts du défibrillateur automatique Zoll AED Plus

- Le premier défibrillateur équipé d'une réelle assistance au massage cardiaque.
- Messages vocaux et indicateurs auditifs et visuels
- Guide le sauveteur tout au long de la chaîne de survie
- Equipé de la technologie Real CPR Help : un feedback permettant d'évaluer en direct la profondeur et la fréquence du massage cardiaque externe. Il garantit une RCP efficace.
- Des autotests garantissent une disponibilité permanente.
- Autonomie des piles: 5 ans ou 300 chocs

Caractéristiques techniques du défibrillateur automatique Zoll AED Plus

- Dimensions: 13.3 x 24.1 x 29.2 cm
- Poids: 3.1 kg
- Alimentation : piles jetables. 10 Piles de type 123A Photo Flash lithium/dioxyde de manganèse
- Envoi du choc en moins de 10 secondes conformément aux recommandations internationales
- Classification de l'appareil Classe IIb et alimentation interne conforme à EN60601-1
- Normes de conception : Conforme aux normes UL 2601, AAMI DF-39,IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2.
- Autotest quotidien- Extraction des données par port infrarouge.
- Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs

Le défibrillateur automatique Zoll est livré avec le matériel suivant:

- Electrode CPR-D Padz Adulte mono-bloc avec sensor pour la mesure des compressions en profondeur et en rythme
- Avec rasoir, gants, ciseaux, masque d'insufflation, compresse alcoolisée et serviette sèche
- Jeu de 10 piles Lithium CR123
- 1 sac de transport

Garantie: 5 Ans



Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Défibrillateur automatique Zoll AED Plus

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Onglet documentation - Consultez un

médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant / Distributeur: ZOLL

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte,

au titre de cette réglementation, le marquage CE.