

## Stéthoscope 3M Littmann Lightweight Bleu Caraïbes



Le stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. offre des performances acoustiques fiables pour la prise de tension artérielle et les examens courants des patients adultes. Pesant à peine 118 grammes, c'est le plus léger de tous les stéthoscopes Littmann pour adultes, ce qui le rend très confortable pour le personnel soignant qui le porte toute la journée.

Référence 664048

### Description du produit :

- **Les atouts du Stéthoscope 3M Littmann Lightweight Bleu Caraïbes**

- - Le stéthoscope Lightweight II S.E. est un instrument d'entrée de gamme qui présente des caractéristiques dignes d'un haut de gamme : une membrane double fréquence, un double pavillon et une lyre ajustable.
- - C'est le stéthoscope idéal pour le personnel infirmier. La membrane double fréquence, une invention de 3M, permet une écoute alternative des sons de hautes et de basses fréquences par simple pression sur le pavillon.
- - Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences et une pression plus ferme pour les sons de hautes fréquences.
- - Cette fonction permet au professionnel de santé de gagner du temps pour se concentrer sur son patient, alors que la bague anti-froid améliore le confort du patient.
- - La tubulure très résistante conserve sa forme et sa souplesse même après avoir été pliée dans une poche.
- - Pour plus de confort, la tension de la lyre peut être facilement ajustée à la taille de la tête, en resserrant ou en écartant ses branches.
- - Les embouts auriculaires sont clipsés, souples et conformables aux oreilles de chacun pour une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal. Ces embouts sont clipsés fermement sur les extrémités des branches de la lyre et, par souci de sécurité, un effort significatif est nécessaire pour les retirer.
- - La tubulure nouvelle génération est fabriquée sans ajout de latex naturel, un atout de taille pour les professionnels de santé et les patients sensibles. Et pour contribuer au respect de l'environnement et de la santé humaine, cette tubulure est fabriquée sans ajout de phtalate.
- - Le stéthoscope Lightweight II S.E. est fabriqué selon des processus rigoureux et des contrôles à chaque étape pour offrir une qualité constante.
- - Il est fourni avec des embouts auriculaires souples et isolants, très confortables, ainsi qu'une notice d'utilisation.

- **Spécifications du Stéthoscope 3M Littmann Lightweight Bleu Caraïbes**

- - Adaptateurs spéciaux: Non
- - Couleur pavillon: Métal/Résine Composite
- - Couleur tubulure: Bleu Caraïbes
- - Diamètre de la membrane: 5.4 cm
- - Longueur: 71 cm
- - Lyre et embouts: alliage large de diamètre aérospatial / Aluminium anodisé
- - Matériau de la membrane: Epoxy/Fibre de verre
- - Poids net: 118 g

## Garantie: 2 Ans

- **Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation:** Stéthoscope 3M™ Littmann® Lightweight II S.E.™ **Utilisation et instructions:** Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - **Onglet DOCUMENTATION** - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Fabricant / Distributeur:** 3M Company / 3 M France **Normes applicables au dispositif médical:** Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
- **Classe du dispositif médical:** I

