

## Tensiomètre Manopoire Adulte COMED avec bouton pressoir



Ce tensiomètre manopoire qui permet une **utilisation ambidextre est livré avec sa sacoche de transport**. Avec cuillère cadran 62 mm à bouton pressoir. Circonférence du brassard (22 à 32 cm). Température d'utilisation: + 10 à + 40°C. Température de stockage: -20 à 40°C, à 85% d'humidité. **Brassard en Nylon avec fixation velcro de 51 cm x 15.8 cm.**

Référence 664020

### Description du produit :

- Tensiomètre anéroïde manopoire avec cuillère cadran 62 mm à bouton pressoir.
- **Utilisation ambidextre.**
- **Circonférence du brassard : 22 - 32 cm.**
- Plage de mesure : 0 – 300 mmHg
- Précision : +/- 3 mmHg
- Echelon: 2 mmHg
- Vitesse de décompression: 2 à 3 mmhg/sec
- Température d'utilisation: + 10 à + 40°C
- Température de stockage: -20 à 40°C, à 85% d'humidité.
- **Brassard en Nylon avec fixation velcro de 51 cm x 15.8 cm**

**Garantie: 1 An**

### Normes - Classification - Mentions obligatoires

**Désignation:** Tensiomètre Manopoire Adulte COMED avec bouton pressoir

**Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

**Fabricant:** COMED

**Marquage CE:** Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



