

Mèches nasales stériles - La boîte de 5 sachets individuels



STOP HÉMO, ces mèches nasales stériles **permettent d'arrêter le saignement nasal** et sont efficaces chez les personnes présentant des troubles de l'hémostase. Emballage individuel stérile pour chacune des mèches. Hémostatique et cicatrisant. Composé de fibres d'alginate de calcium (origine végétale). Déchirer le sachet - Plier la mèche en deux et introduire ensuite dans la narine.

Référence 442526

Attributs du produit :

Description du produit :

Atouts et utilisation des Mèches nasales stériles - La boîte de 5 sachets individuels - Hémostatique: le calcium favorise la coagulation du sang. Il stoppe les saignements. - Cicatrisant: le calcium stimule les cellules clés de la cicatrisation. - Déchirer le sachet - Plier la mèche en deux et introduire ensuite dans la narine - Maintenir la tête bien droite - Ne pas utiliser pour les enfants de moins de 5 ans - Composition: fibres d'alginate de calcium (origine végétale).

Conditionnement: Boîte contenant 5 mèches nasales stériles sous emballage individuel **Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation:** PANS PLUS NEZ **Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Normes applicables au dispositif médical:** Dispositif de classe I. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. *Dans le cadre de difficultés d'approvisionnement, Médic Affaires se réserve le droit de substituer ce produit par un autre de caractéristiques techniques équivalentes.*