

Savon doux ANIOSAFE HF - Lavage simple des mains



Le savon doux Aniosafe HF **prêt à l'emploi** (1pression sur la pompe) est **préconisé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier**. Maintient l'hydratation de l'épiderme. Action lavante et non détergente qui évite les problèmes d'irritation ou d'inflammation. Convient pour un **usage fréquent sur les peaux sensibles**. Testé sous contrôle dermatologique.

Référence 552015

Attributs du produit :

ANIOS SAVON DOUX: Flacon de 1 litre avec pompe, Flacon de 1 litre Airless

Description du produit :

Les atouts et caractéristiques du Savon doux ANIOSAFE HF - Lavage simple des mains

- Enrichi en substance hydratante. Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens
- Testé sous contrôle dermatologique. Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans
- Convient pour les peaux sensibles (et un usage fréquent)
- Solution ambrée. pH du produit : env. 6,5
- Densité : env. 1,027. Viscosité adaptée à tout type de distributeurs
- Prêt à l'emploi (1 pression par pompe)

Mode d'emploi du Savon doux ANIOSAFE HF - Lavage simple des mains - Se mouiller les mains (pas de bijoux, ni de vernis). Déposer une dose dans le creux de la main. - Savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets. - Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique. Si nécessaire fermer le robinet sans le toucher, à l'aide d'une autre serviette. - Rincer abondamment à l'eau de réseau. **Conditionnements disponibles du Savon doux ANIOSAFE HF - Lavage simple des mains**

- Bidon de 1 Litre compatible avec le support PVC 1 litre.- Réf 552010
- Bidon de 1 Litre Airless compatible avec le **support Inox** 1 litre - Réf 552020
- Bidon de 5 litres - Réf 552030

Se référer à l'étiquette. Stockage : +5°C à +35°C Normes - Classification - Mentions obligatoires Nom du produit: ANIOSAFE SAVON DOUX HF **Utilisation et instructions:** Lire la fiche d'utilisation. **Onglet "Documentation" Fabricant:** Laboratoires ANIOS