

Planche de transfert MEDI ROLLER - 180 x 50 cm



Le MEDI ROLLER est un **dispositif innovant conçu pour faciliter le transfert des patients entre deux surfaces de même niveau, telles que des lits, brancards ou civières.**

- **Dispositif pliable:** Sa longueur de 180 cm permet une utilisation aisée pour le personnel, il se plie par le milieu.

- **Glisse optimale :** Sa surface extrêmement glissante réduit considérablement l'effort nécessaire pour le personnel soignant.

- **Légèreté et maniabilité :** Facile à transporter et à ranger, il est idéal pour les véhicules d'intervention et les environnements nécessitant une grande mobilité.

- **Hygiène renforcée :** La couverture glissante est lavable en machine à une température maximale de 90°C, garantissant un entretien simple et efficace.

- **Robustesse :** Conçu pour supporter une charge allant jusqu'à 120 kg, il s'adapte à une grande variété de patients.

Le MEDI ROLLER **allie ergonomie et praticité, offrant un gain de temps et d'énergie pour les équipes médicales tout en assurant confort et sécurité pour les patients.**

Référence 112083

Attributs du produit :

Description du produit :

Caractéristiques et utilisation de la planche de transfert MEDI ROLLER - 180 x 50 cm

- Ce dispositif, avec sa surface externe extrêmement glissante, permet un transfert rapide, sans risque et demandant un effort minimal au personnel soignant.
- Dispositif léger et pliable permettant un **rangement facilité dans vos véhicules d'intervention.**
- La couverture glissante peut être lavée en machine à 90°C maximum.
- MEDI ROLLER a été conçu pour supporter jusqu'à 120 Kg

Garantie: 1 An

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Planche de transfert MEDI ROLLER - 180 x 50 cm

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation.

Fabricant - Distributeur: MEDICARE SYSTEM

Classe du dispositif médical: Dispositif médical de classe I, non stérile

Normes applicables au dispositif médical: Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux