

## Défibrillateur semi-automatique Bexen Cardio Reanibex 100



**Une seule paire d'électrodes pour une utilisation pour les patients adultes et pédiatriques.** Alertes sur l'état de la batterie et des électrodes. RCP avec métronome et retour d'information. Configuré selon les lignes directrices de l'ERC/AHA. **Il est facile à utiliser grâce à son voyant d'état qui clignote pour indiquer que le REANIBEX 100 est prêt à être utilisé.** Si un problème est détecté, le voyant d'état est éteint. **Garantie: 7 ans**

Référence 497010 + 496020

### Description du produit :

#### Les atouts du Défibrillateur semi-automatique Bexen Cardio Reanibex 100

- **Conseil clairs:** Des messages sonores guident l'utilisateur durant toute la séquence d'opérations. Volume adapté au bruit ambiant.
- **Facile à utiliser:** Le voyant d'état clignote pour indiquer que le REANIBEX 100 est prêt à être utilisé. Si un problème est détecté, le voyant d'état est éteint.
- **Options de chocs:** Dans la version semi-automatique, le sauveteur doit appuyer sur le bouton Choc pour délivrer le choc. Dans la version entièrement automatique, le choc est délivré automatiquement en cas de besoin.
- **Choc plus rapide:** Mise en marche automatique à l'ouverture du couvercle, électrodes pré-connectées et précharge pour délivrer les chocs plus rapidement.
- **Auto vérification:** Autotest quotidien automatique pour garantir la disponibilité permanente de l'appareil et des accessoires
- **Assistance RCP:** Un métronome et un retour d'information en temps réel sur la fréquence pour des compressions thoraciques efficaces.

#### Spécifications techniques du Défibrillateur semi-automatique Bexen Cardio Reanibex 100

- Mode de fonctionnement: Semi-automatique ou entièrement automatique
- Forme d'onde: Biphase tronquée exponentielle adaptée à l'impédance du patient
- Énergie de sortie: Configurable de 150 à 200 J pour les patients adultes et de 50 à 90 J pour les patients pédiatriques
- Temps de charge: 0 seconde - Préchargé
- Type d'électrodes: **Électrodes universelles jetables pré-connectées, adaptées aux adultes et aux enfants**
- Rythmes défibrillables: Fibrillation ventriculaire et tachycardie ventriculaire rapide
- Assistance RCP: Métronome avec retour d'information sur la fréquence du taux de compression en temps réel
- Guide de réanimation: Lignes directrices 2021 (ERC/AHA) configurées en usine

**Garantie: 7 ans**

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Défibrillateur semi-automatique Bexen cardio Reanibex 100

Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Onglet documentation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant / Distributeur: Bexen Cardio

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

