

## Eau purifiée stérile - Boîte de 32 unidoses de 50 ml



Solution stérile d'eau purifiée à 100%, présentée en unidoses pratiques de 50 ml. Idéale pour le lavage des plaies chez les nourrissons, les enfants et les adultes. **Ne pas utiliser sur les brûlures, les plaies profondes ou infectées.**

- **Utilisation** : Conçue pour le rinçage des plaies superficielles. Convient pour un usage quotidien en cas de coupures, éraflures ou petites blessures. Ne pas utiliser sur les brûlures, les plaies profondes ou infectées.

- **Indications** : Hygiène et nettoyage des plaies. Usage pédiatrique et adulte. Unidoses stériles à usage unique

- **Composition** : Eau purifiée 100% – sans conservateur, sans additif.

Référence 606751

### Attributs du produit :

#### Description du produit :

##### Mode d'emploi :

- Ouvrir une unidosse.
- Rincer abondamment la plaie avec l'intégralité de la dose.
- Ne pas mettre l'embout en contact direct avec la plaie.
- Essuyer délicatement l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine.

##### Précautions d'emploi :

- Usage unique uniquement.
- Ne pas injecter.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Ne pas utiliser sur une plaie infectée, profonde ou brûlée.

**Conditionnement** : Boîte de 32 unidoses de 50 ml chacune – hygiénique et facile à transporter.

#### Normes - Classification - Mentions obligatoires

**Nom du produit:** Eau purifiée stérile GILBERT

**Utilisation et instructions:** Lire attentivement la notice avant utilisation. Demander conseil à votre pharmacien ou à un professionnel de santé.

**Fabricant:** Laboratoires GILBERT

**Marquage CE** : Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

