

Lecteur de Glycémie JT100 – Spengler



Le glucomètre JT100 de Spengler est **conçu pour faciliter le suivi glycémique avec une précision optimale, une interface intuitive et un confort d'utilisation inégalé**. Idéal pour un usage personnel ou en milieu médical.

- **Précision et fiabilité:** Auto-calibration intégrée pour éviter les calibrages manuels - Résultats fiables à chaque mesure.
- **Lecture facile des résultats:** Grand écran LCD haute lisibilité, idéal pour tous les âges.
- **Confort maximal pour le patient:** Lancettes ultra-fines 30G biseautées pour une piqûre quasiment indolore - Compatible avec l'autopiqueur Spengler fourni.
- **Prélèvement minimal:** Seulement 0,5 µL de sang nécessaire.
- **Sites alternatifs de prélèvement:** Prise de mesure possible sur la paume de la main ou l'avant-bras, pour plus de flexibilité.
- **Hygiène parfaite:** Éjecteur de bandelettes intégré : aucun contact direct avec le sang.

Contenu du kit : 1 Glucomètre Spengler JT100 - 10 Bandelettes de test - 1 Solution de contrôle - 1 Stylo autopiqueur - 10 Lancettes ultra-fines 30G - 1 Notice d'utilisation - 1 Guide de démarrage rapide - 1 Carnet de suivi glycémique - 1 Trousse de transport - 2 Piles AAA

Référence 666600S

Attributs du produit :

Description du produit :

- Données de mesure: Plage de mesure 10 à 630 mg/dL (0.56 à 35,3 mmol/L). Unité de mesure mg/dL ou mmol/L. Durée de test Compte à rebours de 5 secondes. Taux Hématocrite 0 ~ 70 %
- Mémoire & moyennes: Mémoire 500 derniers résultats. Moyennes Moyennes de résultats sur 7/14 et 30 jours
- Echantillon de test: Type de vaisseaux Sang total capillaire et veineux. Sites alternatifs Sur la paume ou l'avant bras. Volume de l'échantillon >0,5ul
- Alarme: Horaire 4 alarmes paramétrables (heure + minute). Taux Alarme de taux trop élevé ou trop faible paramétrable
- Conditions de fonctionnement: Température 4°C-40°C (39°F-104°F). Humidité relative De 10°C à 90%
- Conditions de stockage: Température 4°C - 30°C. Humidité relative De 10°C à 90%
- Alimentation: Autonomie Environ 1000 tests avec la pile. Livré 2 piles AAA. Arrêt automatique Après 2 minutes
- Poids et dimensions: Dimensions 106 x 66 x 20 mm. Poids 65g sans piles
- Sortie externe: Interface USB type C

Garantie Spengler: 3 ans Dans les conditions normales d'utilisation

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: Kit complet glucomètre JT 100 SPENGLER

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - Onglet Documentation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.

Fabricant: SPENGLER SAS

Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.