

Ceinture abdominale sécurisée - Fermeture magnétique



La ceinture de contention abdominale permet un maintien ferme mais confortable et respectueux de la personne immobilisée. **Le patient peut tourner sur les côtés et s'asseoir.** Sangles de maintien latéral cousues, pour empêcher les mouvements latéraux. 3 boutons magnétiques + 1 clé. **Usage réservé aux professionnels de santé*.**

Référence 256010

Description du produit :

Les atouts de la Ceinture abdominale sécurisée - Fermeture magnétique

- Chaque ceinture **est livrée avec 3 boutons et une clé**: Il existe **2 références** pour la ceinture attache taille Roll Belt: Réf 256010 - Ceinture magnétique, petite - Réf 256012 - Ceinture magnétique grande.- **Tour de taille des différentes ceintures Roll Belt**: Magnétique Petite: **60 - 110 cm** - Magnétique Grande: : **85 - 135 cm**. Permet un positionnement optimal du patient sur le lit
- Ce dispositif de contention laisse au patient une large **liberté de mouvement** tout en l'empêchant de chuter ou de se relever précipitamment.
- L'utilisation de la seule et basique ceinture abdominale Roll Belt permet au patient de garder une liberté de mouvement presque totale, si ce n'est qu'il ne peut sortir de son lit.
- Le patient **peut bouger les jambes, les bras, le torse**. Il peut se positionner aisément sur les côtés sans risque de rouler et de tomber.
- Il lui est aussi possible de s'asseoir (pour manger, lire ou pour diverses activités sociales) sans pour autant avoir à quitter son lit.
- Dispositif médical **lavable en machine à 95°C**

Garantie: 2 Ans

Normes - Classification - Mentions obligatoires
Désignation: Ceinture abdominale sécurisée - Fermeture magnétique
Utilisation et instructions: Lire les recommandations avant utilisation. **NE PAS UTILISER** les produits RENOL si vous ne respectez pas TOUTES les recommandations. Une mauvaise utilisation des systèmes de maintien RENOL peut provoquer des blessures graves et entraîner la mort par étranglement ou asphyxie abdominale.
Fabricant - Distributeur: RENOL - ABILANX



Classe du dispositif médical: Dispositif médical de classe I, non stérile
Normes applicables au dispositif médical: Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux