médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Tensiomètre électronique Tensonic® Spengler – Mesure automatique au bras



Le Tensonic® de Spengler est un tensiomètre électronique automatique au bras, conçu pour faciliter la surveillance de la pression artérielle au quotidien.
Doté d'un grand écran rétroéclairé, d'une mémoire pour 2 utilisateurs et d'un **brassard confortable de 22 à 42 cm**, il offre une utilisation simple et pratique à domicile.
- Mesure de la tension artérielle et du pouls
- Détection des irrégularités du rythme cardiaque
- Indicateur tricolore de classification de la tension
- Mémorisation de 60 mesures par utilisateur

Référence 662060

Description du produit :

Les avantages du tensiomètre Tensonic®
- Une utilisation simple et intuitive
Son fonctionnement automatique facilite la prise de tension. Son grand écran rétroéclairé assure une lecture claire des résultats.
- Un suivi personnalisé pour deux utilisateurs
Le Tensonic® dispose de deux espaces mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à 60 mesures par utilisateur. Il permet également de consulter la moyenne des trois dernières mesures.
- Une aide à la lecture des résultats
Son indicateur tricolore facilite la visualisation des niveaux de pression artérielle. L'appareil peut également signaler les irrégularités du rythme cardiaque détectées pendant la mesure.
- Un brassard adapté à différentes morphologies
Livré avec un brassard M/L pour les tours de bras de 22 à 42 cm, il permet une prise de tension confortable.

Caractéristiques techniques
Méthode de mesure : oscillométrique
Affichage : écran LCD rétroéclairé
Mémoire : 2 × 60 mesures
Brassard : 22 à 42 cm
Mesures : pression systolique, diastolique et pouls

Alimentation : 4 piles AA

Conseils d'utilisation
Pour une mesure fiable, installez-vous confortablement en position assise, après quelques minutes de repos. Positionnez le brassard sur le bras conformément à la notice, puis lancez la mesure.
Il est recommandé de réaliser les mesures dans des conditions similaires et de suivre les conseils de votre professionnel de santé.

Garantie: 2 Ans Normes - Classification - Mentions obligatoires
Désignation: Tensonic® bras **Fabricant / Distributeur:** SPENGLER SAS
Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - "Onglet Documentation" - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.
Classe du dispositif médical: IIa
Normes applicables au dispositif médical: Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE.