médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Lancettes multicolores 30G MyLife Lancets – Boîte de 200



Les lancettes stériles multicolores MyLife Lancets **assurent un prélèvement de sang précis, doux et hygiénique pour l'autosurveillance de la glycémie. Compatibles avec l'autopiqueur PIK** et de nombreux autres dispositifs. Conditionnées en boîte de 200 lancettes, elles constituent une solution pratique et économique pour les personnes diabétiques souhaitant un contrôle régulier et précis de leur glycémie.

- **Compatibilité universelle** : utilisables avec l'autopiqueur mylife Softlance et de nombreux autres dispositifs
- Sécurité optimale : lancettes stériles à usage unique pour une hygiène maximale
- Précision des mesures : prélèvement sanguin fiable pour des résultats de glycémie précis
- **Confort d'utilisation** : pointe d'aiguille à triple biseau pour une piqûre douce et moins douloureuse
- Praticité : multicolores pour une identification facile et boîte économique de 200 unités

Référence 666515

Description du produit :

- Pour une autosurveillance fiable et confortable de votre glycémie, choisissez les lancettes multicolores MyLife Lancets.
- Stériles et à usage unique, elles garantissent un prélèvement sanguin efficace tout en limitant l'inconfort lors de la piqûre.
- Grâce à leur pointe à triple biseau, les lancettes MyLife offrent une pénétration douce et quasi indolore, idéale pour une utilisation quotidienne.

Conseils d'utilisation

- Insérez une lancette dans l'autopiqueur conformément aux instructions du fabricant
- Réalisez la piqûre sur la zone recommandée (généralement sur le côté du doigt)
- Appliquez une légère pression pour obtenir une goutte de sang
- Utilisez immédiatement la goutte pour effectuer votre test de glycémie
- Jetez la lancette après usage (usage unique)

Conditionnement: la boite de 200 lancettes 30G

médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Normes - Classification - Mentions obligatoires
Désignation: MYLIFE lancets multicolor B/200
Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.
Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.