médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Masque à oxygène haute concentration – Adulte ou Pédiatrique - Tubulure 2,10 m – Sans DEHP



Le masque à oxygène haute concentration Medline est destiné à l'administration d'oxygène chez les patients nécessitant une oxygénothérapie à haute concentration, notamment dans les situations de détresse respiratoire sévère, d'hypoxie, d'urgence médicale ou de réanimation.
Il peut également être utilisé dans le cadre de différentes procédures médicales nécessitant une administration d'oxygène à haut débit.
- Disponible en **version adulte (réservoir 1000ml et 2 valves à clapets) ou pédiatrique (réservoir 750ml et 1 valve à clapets)**
- Configuration limitant la réinspiration des gaz expirés
- **Débit d'utilisation : 10 à 15 L/min.**
- Soupape d'expiration à faible résistance
- Forme allongée pour un maintien sous le menton
- Permet la surveillance visuelle du patient
- **Sans DEHP**

Référence 326010

Description du produit :

- Fabriqué en plastique transparent extra-souple, le masque offre un bon confort au patient tout en facilitant sa surveillance par le personnel soignant.
- Sa configuration est conçue pour limiter la réinspiration des gaz expirés. Une soupape de faible résistance permet l'évacuation du gaz expiré.
- La forme allongée du masque permet un maintien sous le menton et favorise son bon positionnement sur le visage.

Caractéristiques principales
- Type : masque à oxygène haute concentration
- Patients : adulte ou pédiatrique selon le modèle choisi
- Débit recommandé : 10 à 15 L/min
- Tubulure : 2,10 m
- Matière : plastique transparent extra-souple
- **Avec réservoir 1000ml (adulte) et 750ml (pédiatrique)**

Ces masques sont **disponibles en 2 modèles:**- Masque à oxygène à haute concentration Adulte - Ref 326010M 41060S - Masque à oxygène à haute concentration Pédiatrique - Ref 326015M / Fabricant 41058S

Normes - Classification - Mentions obligatoires
Désignation: Masque à oxygène haute concentration
Utilisation et instructions: Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.
Fabricant / Distributeur: Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co., Ltd / Medline International France SAS
Classe du dispositif médical: IIa, non stérile
Normes applicables au dispositif médical: Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.